

# МЕБЕЛЬ ZERTS Winkelsatz

## Мы взяли лучшее из Германии и воплотили в Российскую медицину!

Мебель ZERTS Winkelsatz может быть изменена или дополнена по Вашему заказу, а также укомплектована оборудованием производства ZERTS или ведущих немецких производителей

Серии исполнения для модулей

### Серия ACRYLAT + Corian

**Каркас:** ЛДСП 18 и 25 мм, что придает изделиям  
респектабельный вид и дополнительную прочность

**Столешница модуля:** акриловый камень Corian

**Мойки:** Corian + бесшовное соединение элементов  
конструкции

**Выдвижные ящики:** ТАНДЕМБОКС (tandembox BLUM)  
последнего поколения

**Фасад:** акрилат (МДФ с глянцевым или шелковисто-  
матовым акриловым покрытием)

### Серия ACRYLAT + пластик

**Каркас:** ЛДСП 18 и 25 мм

**Столешница модуля:** Постформинг – это современная  
технология облицовки пластиком древесно-стружечных плит

**Мойки:** нержавеющая сталь

**Выдвижные ящики:** МЕТАБОКС (metabox BLUM)

**Фасад:** акрилат (МДФ с глянцевым или шелковисто-  
матовым акриловым покрытием)

### Серия LAMINAT

**Каркас:** ЛДСП 18 и 25 мм

**Столешница модуля:** Постформинг – это современная  
технология облицовки пластиком древесно-стружечных плит

**Мойки:** нержавеющая сталь

**Выдвижные ящики:** МЕТАБОКС

**Фасад:** ЛДСП

Фурнитура - производства Германии, Италии

Цветовая гамма: более 80 цветов фасадов, корпусов и столешниц





# СИСТЕМА МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ КАБИНЕТА ВРАЧА ZERTS Winkelsatz

Серии исполнения: ACRYLAT corian, ACRYLAT plast, LAMINAT plast

## Опции:


- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная полка
- Блок подогрева инструментов (только для бактерицидного модуля)
- Нестандартные размеры



Система ТАНДЕМБОКС для выдвижных ящиков



Возможность встроить холодильник



ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ПОД РУКОЙ!

Любой модуль ZERTS Winkelsatz может быть изменен или дополнен по Вашему заказу, а также подобран под размер и цвет любого помещения



Бактерицидный модуль со встроенным блоком подогрева инструментов



Фасады покрыты прочным глянцевым акриловым составом, стойким к дезинфекции. Более 50 цветов исполнения



Единая бесшовная столешница с мойкой из акрилового камня, стойкого к химически активным веществам



# СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


# СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## Модуль угловой ЦЕНТРУМ

Идеально подходит для кабинета гинеколога, уролога

Ширина 2650      Глубина 1450      Высота 850

Комплект:



- модуль с дверцей 102-001
- модуль угловой с мойкой 102-002УМ
- стол над ассистером 102-004А
- ассистер 103-001-3



- модуль бактерицидный 102-003Б
- модуль с дверцей и одним ящиком 102-001-1

## Модуль угловой ЦЕНТРУМ-Микро

Предназначен для установки в небольших смотровых и процедурных кабинетах

Ширина 2050      Глубина 1450      Высота 850

Комплект:



- модуль с 3-мя ящиками 102-001-3
- модуль угловой с мойкой 102-002УМ
- стол для микроскопа 102-004М
- модуль бактерицидный 102-003Б

## Модуль угловой ЦЕНТРУМ-Уро

Предназначен для манипуляционных кабинетов врачей различных специальностей

Ширина 2050      Глубина 1450      Высота 850

Комплект:



- модуль с 4-мя ящиками 102-001-4
- стол для микроскопа 102-004М
- модуль угловой с мойкой 102-002УМ
- ассистер 103-001-3



- стол над ассистером 102-004А

## Модуль угловой ДАБЛ

Предназначен для установки в кабинетах гинеколога, уролога, процедурных кабинетах

Ширина 2650      Глубина 1450      Высота 850

Комплект:



- модуль бактерицидный 102-003Б
- модуль угловой 102-001У
- модуль прямой с 2-ной мойкой 102-002-2М
- модуль с дверцей и одним ящиком 102-001-1



# СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

# БЛОКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ

## Модуль прямой ЛАЙН

Предназначен для установки в кабинете стоматолога

Ширина 2400      Глубина 600      Высота 850

Комплект:



- модуль бактерицидный 102-003Б
- модуль прямой с мойкой 102-002-1М
- ассистер 103-001-3
- стол над ассистером 102-004А
- модуль с 4-мя ящиками 102-001-4

## Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка
- Кронштейн с консолью для инструментов



• Модуль с дверцей 102-001

Ширина 600 мм      Глубина 600 мм      Высота 850 мм



• Модуль с ящиком 102-001-1

Ширина 600 мм      Глубина 600 мм      Высота 850 мм



• Модуль с ящиками 102-001-2

Ширина 600 мм      Глубина 600 мм      Высота 850 мм



• Модуль с ящиками 102-001-3

Ширина 600 мм      Глубина 600 мм      Высота 850 мм



• Модуль с ящиками 102-001-4

Ширина 600 мм      Глубина 600 мм      Высота 850 мм



• Модуль с ящиками 102-001-5

Ширина 600 мм      Глубина 600 мм      Высота 850 мм

## Модуль угловой СИНГЛ

Разработан для кабинетов врачей хирургического профиля

Ширина 2650      Глубина 1450      Высота 850

Комплект:



- модуль с дверцей и одним ящиком 102-001-1
- модуль бактерицидный 102-003Б
- ассистер 103-001-3
- стол над ассистером 102-004А



• модуль угловой 102-001У



• модуль прямой с мойкой 102-002-1М

# БЛОКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ

# БЛОКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ



• Угловой модуль 102-001-У

Ширина	Глубина	Высота
850 мм	850 мм	850 мм



• Угловой модуль с мойкой 102-002-УМ

Ширина	Глубина	Высота
850 мм	850 мм	850 мм



• Модуль с холодильным шкафом 102-003Х

Ширина	Глубина	Высота
650 мм	600 мм	850 мм



• Модуль с сейфом 102-003 С

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Модуль прямой с мойкой 102-002-1М

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Модуль прямой с 2-ной мойкой 102-002-2М

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	850 мм



• Стол для врача для ассистера 102-004-А

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Стол для микроскопа 102-004-М

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	500 мм	850 мм



• Модуль для оборудования 102-003

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Модуль бактерицидный 102-003Б

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Стол для врача для ассистера (на табулярных ногах) 102-004-АТ

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм



• Стол для врача для ассистера (на стоевых опорах) 102-004-АП

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	850 мм





• Модуль подвесной  
(Глухие дверцы, накладной тип фасада)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
104-002-1Н	600 мм	300 мм	600 мм
104-002-2Н	600 мм	300 мм	400 мм



• Модуль подвесной  
(стекло, накладной тип фасада в алюминиевой рамке)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
104-002-1СА	600 мм	300 мм	600 мм
104-002-2СА	600 мм	300 мм	400 мм



• Модуль подвесной  
(Глухие дверцы, вкладной тип фасада)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
104-002-1	600 мм	300 мм	600 мм
104-002-2	600 мм	300 мм	400 мм



• Модуль подвесной  
(стекло, вкладной тип фасада)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
104-002-1С	600 мм	300 мм	600 мм
104-002-2С	600 мм	300 мм	400 мм



• Стол врача мобильный (ассистер)  
103-001-З

Ширина	Глубина	Высота
400 мм	400 мм	750 мм



• Стол врача мобильный (ассистер) с пластиковой  
крышкой 103-001-ЗК

Ширина	Глубина	Высота
460 мм	460 мм	750 мм



• Модуль шкаф (Верх/низ глухие дверцы) 102-005-1

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль шкаф (Верх стекло/низ глухие дверцы) 102-005-2А

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль шкаф (Верх глухой/низ ящик с полкой) 102-005-3

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль шкаф (Верх стекло/низ ящик с полкой) 102-005-4А

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль шкаф (Верх глухой/низ 3 ящика) 102-005-5

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм



• Модуль шкаф (Верх стекло/низ 3 ящика) 102-005-6А

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	600 мм	2100 мм

## БЛОКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ

### Столы приставные (столешница постформинг)

- Используются как приставные столы для системы модульной мебели



• Стол палатный 106-005-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	850 мм



• Стол палатный 106-005-2

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	600 мм	850 мм



• Стол палатный 106-005-3

Ширина	Глубина	Высота
1600 мм	600 мм	850 мм

### Столы приставные (столешница нержавеющая сталь)

- Используются как приставные столы для системы модульной мебели для размещения автоклавов, сухожаровых шкафов в стерилизационных
- Основа – металлокаркас, окрашенный порошковой полимерной краской, столешница нержавеющая сталь



• Стол палатный 106-005-4

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-005-4	1200 мм	600 мм	850 мм
106-005-5	1400 мм	600 мм	850 мм
106-005-6	1600 мм	600 мм	850 мм



• Стол палатный 106-005-7

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	850 мм



• Стол палатный 106-005-8

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	850 мм

Корпус  
medical industry