

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Серии исполнения: ACRYLAT, LAMINAT

- Шкафы медицинские
- Столы медицинские
- Тумбы
- Столы пеленальные
- Посты медсестры

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная полка
- Матовое стекло
- Индивидуальный размер
- Дополнительные боковины на ящики



Корпус
Medical Industry



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Подвесная полка для клавиатуры



• Стол палатный

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-003-4	1200 мм	600 мм	750 мм
106-003-5	1000 мм	600 мм	750 мм
106-003-6	1400 мм	600 мм	750 мм



• Стол врача (ящики)

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-001-4	1200 мм	600 мм	850 мм
106-001-5	1000 мм	600 мм	850 мм
106-001-6	1400 мм	600 мм	850 мм



• Стол врача прямой 106-001-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	750 мм



• Стол врача прямой 106-001-2

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	600 мм	750 мм



• Стол врача прямой 106-001-3

Ширина	Глубина	Высота
1600 мм	600 мм	750 мм



• Стол прямой, двухтумбовый 106-001-7 (1/1)

Ширина	Глубина	Высота
1500 мм	600 мм	750 мм



• Варианты тумб для стола двухтумбового

Вариант 1, Вариант 2



• Стол эргономичный 106-003-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	1200 мм	750 мм



• Стол угловой, эргономичный 106-003-2

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	1200 мм	750 мм



• Стол угловой, эргономичный 106-003-3

Ширина	Глубина	Высота
1600 мм	1200 мм	750 мм



• Стол прямой, двухтумбовый 106-001-7 (2/1)

Ширина	Глубина	Высота
1500 мм	600 мм	750 мм



• Варианты тумб для стола двухтумбового

Вариант 3, Вариант 4



• Стол для взятия крови 106-008-1

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	600 мм	1350 мм



• Стол прямой, однотумбовый 106-001-7 (1)

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	600 мм	750 мм

ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ НАДСТРОЙКИ К СТОЛАМ

ПОСТЫ МЕДСЕСТРЫ

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Подвесная полка под клавиатуру



• Тумба приставная 106-004-6

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	600 мм	750 мм



• Тумба приставная 106-004-14

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	600 мм	750 мм




• Тумба приставная 106-004-15

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	600 мм	750 мм




• Тумба приставная 106-004-16

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	600 мм	750 мм




• Надстройка для стола 106-001-8

Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	300 мм	830 мм



• Надстройка для стола 106-001-9


Ширина	Глубина	Высота
1200 мм	300 мм	830 мм



• Пост медсестры (1 рабочее место) 106-009-1

Состав:
Угловой стол для поста медсестры – 1 шт
Приставная тумба – 1 шт

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	2000 мм	1175 мм



• Пост медсестры (2 рабочих места) 106-009-2

Состав:
Угловой стол для поста медсестры – 2 шт
Приставная тумба – 2 шт

Ширина	Глубина	Высота
2800 мм	2000 мм	1175 мм

Модули для составления поста медсестры по индивидуальному проекту



• Угловой стол 106-009-8

Ширина	Глубина	Высота
1400 мм	1400 мм	1175 мм



• Приставная тумба 106-009-4

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	560 мм	1175 мм



• Приставной стол

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-009-5	600 мм	560 мм	1175 мм
106-009-6	1000 мм	560 мм	1175 мм
106-009-7	1200 мм	560 мм	1175 мм



• Тумба подкатная, 3 ящика 106-004-1

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	450 мм	620 мм

ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ

ТУМБЫ ПРИКРОВАТНЫЕ

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка

Опции:

- Замок на ящик или дверцу
- Дополнительная съёмная полка
- 3 варианта исполнения

на ножках



на колёсах



на цоколе



• Тумба подкатная, 3 ящика 106-004-1

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	450 мм	620 мм



• Тумба под аппаратуру 106-004-2

Ширина	Глубина	Высота
878 мм	460 мм	850 мм



• Тумба под аппаратуру 106-004-3

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	460 мм	850 мм



• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-7	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-7K	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-7П	450 мм	450 мм	635 мм



• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-10	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-10K	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-10П	450 мм	450 мм	635 мм



• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-9	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-9K	450 мм	450 мм	660 мм
106-004-9П	450 мм	450 мм	635 мм



• Тумба под аппаратуру 106-004-4

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	450 мм	850 мм



• Тумба под аппаратуру 106-004-5

Ширина	Глубина	Высота
878 мм	460 мм	850 мм



• Тумба под аппаратуру 106-004-8

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	460 мм	910 мм



• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-11	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-11K	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-11П	878 мм	460 мм	825 мм



• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-12	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-12K	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-12П	878 мм	460 мм	825 мм



• Тумба прикроватная

Артикул	Ширина	Глубина	Высота
106-004-13	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-13K	878 мм	460 мм	850 мм
106-004-13П	878 мм	460 мм	825 мм

