



# КУШЕТКА

## электромеханическая

## ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КУШЕТКА ZERTS

для УЗИ диагностики

- 1 электропривод на высоту
- Грузоподъемность 230 кг обеспечивает бесшумный мощный электромотор
- Регулировка высоты кушетки с помощью ножного пульта управления
- Бесшовная обивка - винилискожа Skaden (Польша), устойчивая к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению (возможность заказа более 25 цветов обивки)

Кушетка может использоваться в перевязочных, манипуляционных, смотровых, хирургических, а также массажных кабинетах и SPA-салонах



### Кушетка медицинская смотровая с 1-м электроприводом

В стандартную комплектацию входит: кушетка смотровая, ножная педаль управления, колесные опоры

ширина	длина	высота
620 мм	1900 мм	660 - 970 мм

для ЭНДОСКОПИИ

- 2 электропривода на высоту и головную секцию
- Грузоподъемность 230 кг
- Бесшумные мощные электромоторы
- Регулировка высоты кушетки и наклонна головной секции с помощью ножного пульта управления
- Бесшовная обивка - винилискожа Skaden (Польша), устойчивая к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению (возможность заказа более 25 цветов обивки)

### Кушетка медицинская смотровая с 2-мя электроприводами

В стандартную комплектацию входит: кушетка смотровая, ножная педаль управления, колесные опоры



ширина	длина	высота
620 мм	1900 мм	660 - 970 мм

## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

Бежевый 1044



Оранжевый 1017



Фиолетовый 5161



Бирюзовый 6099



Голубой 5154



Серый 7000



Салатовый 6156



Синий 5118



