




ZERTS

КАТАЛОГ

Медицинская
мебель для
стоматологического
кабинета

Корпус
Medical industry

*РУ № ФСР 2010/07544



Компания ZERTS
– производитель медицинской мебели
и оборудования европейского качества в России

Нестандартные проекты

Модульная мебельная система

Регистрация в МЗ РФ,
наличие Регистрационных
Удостоверений на всю продукцию
и Декларации соответствия

- ★ Лауреат Национальной премии в номинации «Оборудование» за комплекс многофункциональный ZERTS multifunction для гинекологии и ЛОР
- ★ Надёжное предприятие по версии Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг на основании рейтинга 100 лучших компаний федерального округа по результатам 2018, 2019 года
- ★ Лауреат национальной премии в области импортозамещения «Приоритет 2019» за Комплекс многофункциональный ZERTS Multifunction для ЛОР и гинекологии

Серия	ACRYLAT + Corian	ACRYLAT + Пластик	LAMINAT	SKAND	METALL	ЭКО
Каркас	ЛДСП 16 и 25 мм	ЛДСП 16 и 25 мм	ЛДСП 16 и 25 мм	ЛДСП 16 и 25 мм	Холоднокатанная сталь 1 мм	ЛДСП 16 мм
Фасад	Акрилат (мдф)	Акрилат (мдф)	ЛДСП 16 мм	Акрилат (мдф)	Холоднокатанная сталь 1 мм	ЛДСП 16 мм
Столешница	Искусственный камень	Постформинг	Постформинг	Искусственный камень	Нержавеющая сталь / Постформинг	Постформинг
Высота шкафов	2 100 мм	2 100 мм	2 100 мм	2 100 мм	1 800 мм	1 800 мм
Цвет корпуса	Белый, серый, бежевый	Белый, серый, бежевый	Белый, серый, бежевый	Дуб Бардалино	Белый, серый, бежевый	Белый, серый, бежевый
Цвет фасадов	По RAL	По RAL	Более 30 вариантов	Белый	Более 30 вариантов	Белый, серый, бежевый
Ручки	П-образная ручка, матовая	П-образная ручка, матовая	Ручка-скоба, глянцевая	Ручка-скоба квадратная, матовая	Ручка-скоба, глянцевая	Ручка скоба, матовая
Ножки	Регулируемые, квадратные, сечение 40 x 40 мм	Регулируемые, квадратные, сечение 40 x 40 мм	Регулируемые, квадратные, сечение 40 x 40 мм,	Регулируемые, квадратные, сечение 40 x 40 мм	Продолжение корпуса / регулируемые, квадратные, сечение 40 x 40 мм	Регулируемые, квадратные, сечение 25 x 25 мм
Мойки	Искусственный камень + бесшовное соединение элементов конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Мойка из нержавеющей стали под наклейку для каменной столешницы	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь



МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Модульная мебель



Модули для хранения

- Угловые и прямые модули с ящиками, дверцами

Модули с мойкой

- Угловые и прямые модули с одной или двумя мойками
- Все типы смесителей
- Разные типы моек по форме и материалу изготовления

Функциональные модули

- Модуль для оборудования
- Модуль бактерицидный
- Модуль с холодильным шкафом
- Модуль с сейфом

Ассистер и стол для ассистера

- Мобильный столик для врача с ящиками и разными типами столешницы

Подвесные модули

- Стекланные или глухие дверцы
- Несколько вариантов высоты

Шкафы

- Разные комбинации стекланных и глухих дверц, полок и ящиков

Модули собираются под единой столешницей
Типы столешниц: постформинг (МДФ), каменная, нержавеющая сталь



Корпусная мебель



Шкафы:

- Шкафы для документов, одежды, медикаментов, хранения инструментов, картотечные шкафы
- Разные комбинации стеклянных и глухих дверц, полок, ящичков и ниш

Стол:

- Угловые и прямые столы
- Варианты комплектации с встроенными тумбами, ящичками, надстройками

Тумбы:

- Мобильные и стационарные тумбы
- Множество вариантов комплектации (ящички, полки, ниши)

Стулья и кресла для врача, пациента



- Обивка искусственной кожей SKADEN (Польша), устойчивой к химическим дезинфектантам и УФ-излучению
- Мобильное основание стульев врача




ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА



- 1 Модуль прямой с двойной мойкой
арт. 102-002-2М
- 2 Модуль бактерицидный
арт. 102-003Б
- 3 Стул врача ТМС 1
- 4 Стол врача мобильный (ассистер)
арт. 103-001-3
- 5 Модуль подвесной
арт. 104-002-1
- 6 Модуль с 5-ю ящиками
арт. 102-001-5



Серия мебели - ACRYLAT
Цвет корпуса - серый
Цвет фасада - желтый
Цвет кресла - жёлтый
Цвет обивки стула - жёлтый



- 1 Стол медицинский универсальный
арт.106-001-1
- 2 Тумба подкатная
арт.106-004-1
- 3 Стул врача ТМ1
- 4 Модуль подвесной
арт.104-002-2С
- 5 Стол врача мобильный (ассистер)
арт.103-001-3
- 6 Модуль угловой с мойкой
арт.102-002УМ
- 7 Модуль с ящиком
арт.102-001-1
- 8 Модуль с дверцей
арт.102-001
- 9 Шкаф для документов
арт.105-001-4



Серия мебели – ACRYLAT
Цвет корпуса – дуб бардолино
Цвет фасада – бирюзово-синий
Цвет кресла – бирюзово-синий
Цвет обивки стула – бирюзово-синий



МОДУЛИ С МОЙКОЙ

Модули собираются в комплект под единой столешницей



Ширина
2650

Глубина
1450

Высота
850



• модуль с 3-мя ящиками

Ширина 600 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм



• модуль угловой

Ширина 850 мм
Глубина 850 мм
Высота 850 мм



• модуль прямой с двойной мойкой

Ширина 1200 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм



• модуль с дверцей и одним ящиком

Ширина 600 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм



Комплектуются 1 или 2 мойками, подвесными модулями

Ширина
2650

Глубина
1450

Высота
850



• модуль с 4-мя ящиками

Ширина 600 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм



• модуль прямой с мойкой

Ширина 600 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм



• модуль с дверцей и 2-мя ящиками

Ширина 600 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм



• ассистер

Ширина 400 мм
Глубина 400 мм
Высота 750 мм



• модуль с дверцей

Ширина 600 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм



• модуль с 5-ю ящиками

Ширина 600 мм
Глубина 600 мм
Высота 850 мм



• модуль подвесной с глухими дверцами

Ширина 600 мм
Глубина 300 мм
Высота 400/600 мм



• модуль подвесной со стеклянными дверцами

Ширина 600 мм
Глубина 300 мм
Высота 400/600 мм

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ



• шкаф для медикаментов

Ширина	Глубина	Высота
662 мм	475 мм	2100 мм



• шкаф для документов

Ширина	Глубина	Высота
450 мм	400 мм	2100 мм



• шкаф для документов

Ширина	Глубина	Высота
800 мм	400 мм	2100 мм



• шкаф для документов

Ширина	Глубина	Высота
800 мм	400 мм	2100 мм



• шкаф для одежды

Ширина	Глубина	Высота
800 мм	600 мм	2100 мм



• шкаф для одежды

Ширина	Глубина	Высота
600 мм	400 мм	2100 мм



ГАЛЕРЕЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ





МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ ZERTS



Встраиваемая мебель



Корпусная мебель



Модульная мебель



Лабораторная мебель



Мебель для аптек



Стойки ресепшн

