

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

## ZERTS Multifunction®

для диагностики, терапии и хирургии  
различных ЛОР-заболеваний

### СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

международная цветовая палитра RAL K7 Original



**МЫ ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ  
НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА В РОССИИ**

- ✓ ЛОР-установка ZERTS Multifunction® - наиболее полный и универсальный набор современного оборудования для эффективного оснащения кабинета ЛОР врача в компактном корпусе
- ✓ Модульная система позволяет скомпоновать множество вариантов Комбайна. Функциональные модули и блоки соединяются между собой, образуя единый комплекс
- ✓ Мобильность комплекса ZERTS Multifunction® обеспечивает дополнительное удобство при работе с пациентом



## СЕРИЯ УСТАНОВОК КЛАССА **EXPERT**

универсальный набор оборудования для оснащения кабинета ЛОР врача с использованием эндоскопического оборудования, системы хранения данных и микроскопии

- Подключение к стационарной водопроводной системе/система автономного водоснабжения
- Возможность использования эндоскопов любого производителя
- Возможность интеграции микроскопа любого производителя
- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Система промывания уха с автоматическим контролем t° и системой фильтрации промывной воды
- Аспиратор жидкости
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Система распыления медикаментов
- Система подогрева для 2 эндоскопов
- 2 емкости для антисептики эндоскопов
- Быстрый подогрев гортанных зеркал
- 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)



**Expert plus**  
1100x590x1070мм



**Expert**  
510x590x1070мм

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС **ZERTS Multifunction®**

### МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ

Многофункциональный Комплекс ZERTS Multifunction® представляет из себя модульную систему, которая обеспечивает возможность множества вариантов комплектации Комбайна

Функциональные модули и блоки соединяются между собой специальной столешницей, образуя единый комплекс - ЛОР-Комбайн ZERTS Multifunction®

Составьте свой комплект модулей и блоков, мы соединим их в единый комплекс



**Expert plus + hot (45°)**



**Expert plus + mobil (0°)**



**Expert plus + mobil (90°)**

## EXPERT ENERGY

Наиболее полный и универсальный набор оборудования в одном компактном корпусе с использованием эндоскопов, системы хранения данных, микроскопии и радиохирургии, без ящиков

- Подключение к стационарной водопроводной системе/система автономного водоснабжения
- Возможность использования эндоскопов любого производителя
- Возможность интеграции микроскопа любого производителя
- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Система промывания уха с автоматическим контролем t° и системой фильтрации промывной воды
- Аспиратор жидкости
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Система распыления медикаментов
- Система подогрева для 2 эндоскопов
- 2 емкости для антисептики эндоскопов
- Быстрый подогрев гортанных зеркал
- 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)
- Радиохирургический аппарат BM 780 Sutter (Германия)
- Аспиратор дыма с 3-ступенчатой системой очистки



**Expert Energy**  
1100x590x1070мм

## mobil дополнительная система хранения

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус 580x590x1070мм (10 стандартных цветов) с 4-мя эргономичными ящиками для хранения инструментов

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность



## hot дополнительный блок для подогрева инструментов и утилизации

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус 480x590x1070мм (10 стандартных цветов)
- Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы)
- Ящик для хранения с подогревом инструментов
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности



## СЕРИЯ УСТАНОВОК КЛАССА PROFY

универсальный набор оборудования для оснащения кабинета ЛОР врача без использования эндоскопов

- Подключение к стационарной водопроводной системе/система автономного водоснабжения
- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Система промывания уха с автоматическим контролем t° и системой фильтрации промывной воды
- Аспиратор жидкости
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Система распыления медикаментов
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)



**Profy**  
510x590x1070мм



**Profy plus**  
1100x590x1070мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Система хранения данных исследований и результатов диагностики (моноблок с кронштейном, ПО для документирования клинической картины, принтер для печати результатов исследования)
- Держатель/замок для гибкого эндоскопа
- Держатель налобной камеры
- Замок для видеокамеры эндоскопа
- Система автоопорожнения аспирационной емкости
- Медицинская мебель, идеально дополняющая оборудование в кабинете (оборудование и мебель от одного производителя)
- ЛОР-кресло пациента
- Стул врача



**Profy plus + hot (0°)**



**Profy plus + mobil (45°)**

## СЕРИЯ МОДУЛЕЙ ENERGY для радиохирургии

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы)
- Радиохирургический аппарат BM 780 Sutter (Германия)
- Система аспирации дыма (3 ступенчатая очистка)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Набор инструментов для радиоволновой хирургии
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность
- Стабилизатор напряжения



**Energy**  
510x590x1070мм



**Energy plus**  
1100x590x1070мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Система хранения данных исследований и результатов диагностики (моноблок с кронштейном, ПО для документирования клинической картины, принтер для печати результатов исследования)
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- Держатель/замок для гибкого эндоскопа
- Держатель налобной камеры
- Замок для видеокамеры эндоскопа
- Полка для дополнительного оборудования/клавиатуры
- Система автоопорожнения аспирационной емкости
- Портативная USB-видеокамера для эндоскопа
- Светодиодный источник холодного света для эндоскопа
- Микроскоп Carl Zeiss с системой интеграции в комплекс
- Медицинская мебель, идеально дополняющая оборудование в кабинете (оборудование и мебель от одного производителя)
- ЛОР-кресло пациента
- Стул врача



**Expert Energy + mobil**



ZERTS

Многофункциональный Комплекс  
ZERTS Multifunction®

Многофункциональный Комплекс  
ZERTS Multifunction®



ZERTS

## КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

- Регулировка высоты и наклона спинной секции при помощи электроприводов LINAK (Дания)
- Поворот сиденья на 360°
- Спинка кресла откидывается назад до горизонтального положения
- Эргономичные убирающиеся подлокотники
- Откидная подножка для размещения ног пациента
- Бесшовная обтяжка



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Система хранения данных исследований и результатов диагностики (моноблок с кронштейном, ПО для документирования клинической картины, принтер для печати результатов исследования)
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- Держатель/замок для гибкого эндоскопа
- Держатель налобной камеры
- Замок для видеокамеры эндоскопа
- Полка для дополнительного оборудования/клавиатуры
- Система автоопорожнения аспирационной емкости
- Портативная USB-видеокамера для эндоскопа
- Светодиодный источник холодного света для эндоскопа
- Микроскоп Carl Zeiss с системой интеграции в комплекс
- Медицинская мебель, идеально дополняющая оборудование в кабинете (оборудование и мебель от одного производителя)
- ЛОР-кресло пациента
- Стул врача

## СТУЛ ВРАЧА

компактное и удобное рабочее кресло врача с возможностью регулировки высоты. Различные варианты комплектации, цвета

- Различные формы: со спинкой, без спинки, анатомическая форма
- Дополнительно табурет может оснащаться кольцом для опоры ног врача
- Для удобства позиционирования стул врача может поставляться в двух вариантах (с низким и высоким газ-патроном)
- Обивка - искусственная винилскожа SCADEN (Польша), устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению. Возможность заказа более 30 цветов обивки
- При обтяжке применяется бесшовная технология, что облегчает обработку дезинфицирующими средствами



Expert plus + hot