

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

международная цветовая палитра RAL K7 Original



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ZERTS Multifunction®

для диагностики, терапии и хирургии различных ЛОР-заболеваний



МЫ ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА В РОССИИ

ЛОР-комбайны серии ZET

- ✓ Лор-установки ZERTS Multifunction серии ZET – недорогие компактные рабочие станции с набором необходимого оборудования для эффективного оснащения кабинета ЛОР-врача



ЛОР-КОМБАЙН ZET

универсальный набор оборудования для оснащения кабинета ЛОР-врача

- Подключение к системе центрального водоснабжения
- Возможность использования эндоскопов любого производителя

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус, шумо- и виброизоляция
- 1 съемный пластиковый резервуар с мерной шкалой для дезинфекции инструмента
- Система вакуумной аспирации (отсос): мощность 40 л/мин, вакуум 0-0,85 бар, емкость-сборник секретов с предохранителем от переполнения 2,5 л
- Встроенный подогреватель отоларингологических зеркал: горячий воздух
- Распылитель медикаментов с регулируемым углом распыления с флаконом, встроенный накопитель сжатого воздуха
- Система промывания уха: автоматический подогрев проточной воды до 37°C, система фильтрации воды, водяной пистолет, защитный щиток от брызг
- Ушная воронка: для промывания, крепление на шланге отсоса

- 1 металлический колчан с подогревом для эндоскопов
- 1 колчан для антисептических растворов для эндоскопов
- Источник холодного света универсальный (светодиодный) на 1 эндоскоп

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ZET
500x500x1020мм

ЛОР-КОМБАЙН ZET Plus

универсальный набор оборудования для оснащения кабинета ЛОР-врача

- Подключение к системе центрального водоснабжения
- Возможность использования эндоскопов любого производителя
- Возможность интеграции микроскопа любого производителя

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с antimicrobial покрытием
- Верхняя консоль с прозрачной крышкой и лотками для инструментов
- Система промывания уха с автоматическим контролем t° промывной воды
- Аспиратор жидкости с регулировкой вакуума и ушной воронкой
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Быстрый подогрев гортанных зеркал
- Функциональный держатель распылителей и аспирационной воронки
- Система сжатого воздуха с регулировкой давления от 0 до 2,5 бар
- Система фильтрации и очистки воды (подключение к стационарной водопроводной системе)
- 2 эргономичных ящика для хранения инструментов
- 1 глубокий ящик для хранения инструментов и расходных материалов

- 1 металлический колчан с подогревом для эндоскопов
- 1 колчан для антисептических растворов для эндоскопов
- Источник холодного света универсальный (светодиодный) на 1 эндоскоп
- Моноблок к блоку комбайна (в комплекте кронштейн)
- Кронштейн для крепления микроскопа к блоку комбайна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ZET Plus
870x500x1020мм