

Новый взгляд на массажные столы



## РЕАБИЛИТАЦИЯ



## НОВАЯ ЛИНИЯ МАССАЖНЫХ СТОЛОВ LOJER CAPRE

Финская компания Lojer предлагает новую концепцию массажных столов. Используя почти столетний опыт производства медицинской мебели, Lojer представил нечто новое и уникальное – коллекцию массажных столов Capre с превосходным дизайном и функциональностью.

Богатый опыт работы и профессионализм сотрудников является основой высокого качества нашей продукции. Вся продукция изготавливается на наших заводах в Финляндии, что гарантирует наличие запасных частей и комплектующих на годы вперед. Все это позволяет нам считать массажные столы из коллекции Capre – идеальным решением для инвестиций.

Коллекция столов состоит из пяти моделей и большого количества опций, дающих возможность создать идеальный вариант массажного стола для Вашего заказчика. Наша продукция отвечает всем современным медицинским стандартам качества. Больше информации о массажных столах серии Capre можно найти на сайте [www.lojer.com/capre](http://www.lojer.com/capre)

### LOJER CAPRE 125E и 120E



Созданные для самого взыскательного клиента, столы 120E и 125E меняют представление о будущем оборудования для реабилитации в части его функциональности и дизайна. Это не просто современные массажные столы, но и превосходные элементы интерьера профессиональной реабилитационной клиники.

Анатомическая форма ложа позволяет расположить пациента максимально комфортно. Современный дизайн достигается при помощи комбинации двух цветов кожзаменителя. Удобная бесступенчатая регулировка высоты стола и его секций, позволяет проводить манипуляции с пациентом в позиции сидя.

В конструкции столов Lojer 120 и 125E применены две несущие колонны, позволяющие проводить бесшумную и плавную регулировку высоты. Различные дополнительные принадлежности (например, поворотные опоры для рук) делают работу врача проще. Педаль в виде овальной рамы дает возможность провести регулировку высоты стола, находясь с любой его стороны.



Lojer 120E (Graphite night)



**Уникальный новый дизайн  
Большое разнообразие  
расцветок  
Передовые технологии  
Исключительные  
характеристики**





125E (базовая модель)

## LOJER CAPRE 125Е и 120Е



Номинальная нагрузка 250 кг.

Электропривод высоты 48-88 см.

Ширина 55, 65 или 75 см.

Угол регулировки ножной секции +70°/-12°

Центрально-блокирующиеся колеса и педаль регулировки высоты в виде овальной рамы

Возможность использования беспроводного инфракрасного пульта управления.

Дизайнерские разработки: 5 альтернативных вариантов дизайна ложа, опорных ножек и защитного кожуха.

Комбинация двух цветов кожзаменителя (коллекция SKAI Fashion/Lux)

Разнообразие аксессуаров

Гарантия: 10 лет на каркас стола, 2 года на мотор.

Lojer 120Е – 3 секции (головная, средняя и ножная)

Lojer 125Е – 5 секций (головная, средняя, ножная, 2 опоры для рук)



Дизайнерские варианты столов Lojer 120Е и 125Е:

Espresso brown,

Piano white,

Emerald black,

Graphite night,

Silver storm.

