



Столик для инструментов 609

Рама из хромированной стальной трубы. Две съемные пластины из нержавеющей стали (40 x 60 см). Колесики 75 мм облегчают перемещение тележки.

Тележка может быть размещена под рабочей поверхностью высотой 80 см.



Столик на колесиках 611 с ящиком для принадлежностей

Рама из хромированной стальной трубы. Две съемные пластины из нержавеющей стали (40 x 60 см).

Колесики 75 мм облегчают перемещение тележки. Под верхней панелью находится легко очищаемая пластиковый ящик для аксессуаров, которую можно открыть с обеих сторон.

Тележка может быть размещена под рабочей поверхностью высотой 80 см.



Столик для медперсонала 262

Рама из хромированной стальной трубки и с толкающей ручкой. Две цельные пластины из нержавеющей стали (40 x 60 см). Большие колесики диаметром 100 мм облегчают перемещение тележки.

В комплект входит ящик с принадлежностями из легко очищаемого пластика. Ящик может быть открыт с обеих сторон.



Служебный столик 266 и курьерский столик 265

Рама из хромированной стальной трубки и с толкающей ручкой. Корзины (2 шт.) изготовлены из стальной проволоки с эпоксидным покрытием. Большие 100 мм колесики.

Верхняя корзина в тележке курьера 265 состоит из 6 секций.



Столики для обслуживания 285

Рама из нержавеющей стали.

Две массивные пластины из нержавеющей стали (55 x 80 см) с краями

для предотвращения падения предметов.

Толкающая ручка.

Большие 125 мм колесики

(2 блокируются)

из коррозионностойкого материала.



Столики для образцов 255

Рама из хромированной стальной трубы, толкающая ручка. Съемные пластиковые коробки с краями для предотвращения падения предметов.

Колесики 75 мм.



Столики для постельного белья 270

Рама из хромированной стальной трубы.

Четыре сдвоенные корзины из стальной проволоки с эпоксидным покрытием,

предназначенные для установки как на механически, так и на ручную сложенное белье.

Колесики 100 мм.

**Instrument trolley
609**

**Instrument trolley
611**

**Ward trolley
262**

**Service trolley
266**

**Courier trolley
265**

**Service trolley
285**

**Samples trolley
255**

**Linen trolley
270**

Длина	600 mm	600 mm		942 mm	942 mm	800 mm	620 mm	990 mm
Высота	750 mm	750 mm	780mm	750 mm	750 mm	900 mm	750 mm	1400 mm
Ширина								505 mm
Ролики	75	75	100	100	100	125	75	100