

Прикроватная тумбочка Lojer Merivaara NOVA



Больничные прикроватные тумбочки Nova – функциональны и эффективны в применении в больничных палатах широкого профиля и для домашнего ухода за пациентом. Конструкция выдвижных ящиков позволяет двустороннее использование тумбочки. Тумбочка простая в эксплуатации и чистке. Качественные колеса делают ее перемещение бесшумным. Материал - меламин серого цвета. Цвет “под дерево бук” - опция.

Сбалансированная конструкция и закругленные бортики столика для чтения и еды делают его использование безопасным. Регулируемый наклон столика.

Доступна версия тумбочки без столика для чтения и еды.

Технические характеристики

Ширина	66 см. с убраным вниз столиком для еды 48,8 см. без столика для еды (модель 2670)
Высота	86,2 см. 78,4 см. без столика для еды (модель 2670)
Глубина	45 см.
Регулировка высоты столика для еды	78,2 – 106,2 см.
Габариты столика для еды	53 x 36 см.
Безопасная нагрузка столика для еды	10 кг.
Колеса	Двойные диаметром 75 мм., блокирующиеся; 50 мм. в модели 2670
Каркас	Анодированный алюминиевый профиль и композитный материал
Материал столика для еды	Пластиковый композит
Материал верхнего покрытия	ABS пластик
Материал ящиков	Меламин

Опции и аксессуары



2660
меламин под дерево бук



2670
Модель без столика для
чтения и еды



2680 (только столик)



Верхний столик