

# Терапевтический стол Войта

Широкие столы для неврологических процедур

Стол Войта Lojer Bobath предназначен, главным образом, для неврологической терапии и Бобат-терапии. Эти исключительно прочные столы спроектированы таким образом, чтобы врач-терапевт мог находиться на столе одновременно с пациентом. Ложе стола снабжено обивкой, отвечающей самым высоким стандартам, по краям закруглено и усилено пластиковой окантовкой. Мы предлагаем как вариант стола с цельным ложем, так и двухсекционный стол со спинной секцией.

Конструкция стола Bobath компании Lojer отличается высокой прочностью и требует минимального технического обслуживания; все подвижные соединения, выполнены с использованием не требующих обслуживания герметизированных подшипников. Стол имеет электрическую регулировку высоты в диапазоне 44-88 см и индивидуально блокирующиеся колеса диаметром 125 мм. Рабочая поверхность стола имеет большой просвет над полом, подъемник пациента может быть легко размещен под столом.

*"Классическая и надежная модель стола для профессионалов"*



Двухсекционный вариант стола Войта

**LOJER**® For easy care

■ Medical Wellness | Healthcare | Senior Care

Широкий терапевтический стол Войта	
Размер ложа, 120 x 200 см.	X
Размер ложа 140 x 200 см.	•
Размер ложа 105 x 200 см.	•
Вес, 92 кг. (для стола размером 120 x 200 см.)	X
Электрическая регулировка высоты в диапазоне 44-88 см.	X
Ножной пульт управления	X
Платформа для крепления ножного пульта управления на каркасе	•
Односекционное ложе	X
Двухсекционное ложе (спинная секция с пневматической регулировкой)	•
Диапазон регулировки спинной секции 0..75° (для двухсекционного стола)	X
Отверстие для лица пациента (для двухсекционного стола) • Заглушка отверстия для лица пациента	•
Индивидуально-блокирующиеся колеса, Ø125 мм.	X
Центрально-блокирующиеся колеса, Ø125 мм.	•
Набор опорных ножек (для расположения на минимальной высоте стола)	•
Безопасная рабочая нагрузка, 250 кг.	X
Электрическая система, 230 V	X
Кожзаменитель SKAI (13 расцветок)	X
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, МЗ Украины, Беларуси	X
Гарантия 2 года	X
Страна происхождения	Финляндия

Стандартная характеристика= X, Опция = •



Односекционный стол Войта

### Принадлежности



Отверстие для лица пациента