

Опоры и ремни

Опоры и ремни помогают поддерживать пациента в правильном, безопасном анатомическом положении и распределяют давление от контакта с кожей по всей поверхности тканей, что позволяет избежать возможных осложнений в дальнейшем. Чтобы обеспечить безопасное и оптимальное положение пациента во время операции требуется огромное разнообразие опор; таким образом, наш ассортимент изделий включает в себя самые разнообразные типы, размеры и формы боковых опор, фиксирующих ремней и опорных подушек. Наш ассортимент продукции также включает в себя различные виды ремней для крепления тела и конечностей для обеспечения безопасного положения рук и ног на операционном столе.

Все производимые нами боковые опоры и ремни могут очищаться с использованием обычных чистящих средств и растворов. Мягкие части ремней и опор являются водонепроницаемыми, а все материалы благоприятно воздействуют на кожу.

Долговечные и лёгкие в использовании гелевые подушки и мягкие накладки производства компании Lojer предназначены для применения в условиях операционных залов, обеспечивая качественное положение пациента и уменьшение давления на тело, не забывая при этом о безопасности пациента. Подушки сбалансированы и хорошо прилегают к поверхности, что позволяет медперсоналу легко обращаться с ними и регулировать их положение, как перед операцией, так и во время её проведения. Гелевые подушки и мягкие накладки изготовлены без применения латекса и благоприятно воздействуют на кожу. Подушки поставляются с двумя видами материала наполнения: гель-пена и гель.



SS1010

Боковая опора, жёстко закреплённая

- жёстко закреплённая боковая опора для артроскопии
- мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов
- размер накладки: 100x200 мм
- регулировка высоты 0-150 мм.

Рекомендуемые зажимы: CL2010/ CL2110



SS1020

Боковая опора, регулируемая, узкая

- удобная в обращении боковая опора
- мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов
- затяжной рычаг с антимикробным покрытием
- размер накладки: 100x200 мм
- регулировка высоты 0-270 мм.

Рекомендуемые зажимы: CL2010/ CL2110



SS1030

Боковая опора, регулируемая, широкая

- удобная в обращении боковая опора
- мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов
- затяжной рычаг с антимикробным покрытием
- размер накладки: 200x200 мм
- регулировка высоты 0-270 мм.

Рекомендуемые зажимы: CL2010/ CL2110





SS1040

Многопозиционная боковая опора, узкая

- многопозиционная боковая опора для оптимального позиционирования пациента
- мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов
- затяжные рычаги с антимикробным покрытием
- размер накладки: 100x200 мм
- регулировка высоты 0-200 мм.

Рекомендуемые зажимы: CL2010/ CL2110



SS1050

Многопозиционная боковая опора, широкая

- многопозиционная боковая опора для оптимального позиционирования пациента
- мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов
- затяжные рычаги с антимикробным покрытием
- размер накладки: 200x200 мм
- регулировка высоты 0-200 мм.

Рекомендуемые зажимы: CL2010/ CL2110



SS1060

Многопозиционная боковая опора, круглая

- многопозиционная боковая опора для оптимального позиционирования пациента
- мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов
- затяжные рычаги с антимикробным покрытием
- диаметр накладки: 150 мм
- регулировка высоты 0-200 мм.

Рекомендуемые зажимы: CL2010/ CL2110



SS1070

Боковая опора для плечевого модуля

- отдельная боковая опора для плечевого модуля (OT1030)
- обеспечивает поддержку пациента сбоку
- размер накладки из упруговязкой пены: 60x240x50 мм





SS2010
Опорный валик, вертикальный

- лёгкий в использовании регулируемый опорный валик
- диаметр накладки: 110 мм, длина: 270 мм

Рекомендуемые зажимы: CL2010/CL2110



SS2030
Опора для голени

- горизонтальная опора для ноги при проведении операций на ноге и колене
- диаметр накладки: 110 мм, длина: 270 мм
- плоская штанга 6x25 мм

Рекомендуемый зажим: CL1310



SS2040
Опора для колена

- опорный валик, используемый при проведении операций на ноге и колене
- пригоден к использованию с ортопедическим приспособлением для вытяжения
- диаметр накладки: 100 мм, длина: 380 мм
- регулировка высоты 0-600 мм.

Рекомендуемый зажим: CL 2110



SS3010
Опоры для ступней, пара

- поддерживает пациента в различных положениях
- крепится к рельсу для крепления приспособлений по обе стороны стола
- размер накладки: 220x270 мм

Рекомендуемый зажим: CL1010





SS3020

Держатель для артроскопии колена

- держатель для артроскопии колена фиксирует положение ноги при проведении хирургических операций
 - плавное регулирование с помощью рукоятки
- Рекомендуемые зажимы: CL1010/CL2010



SS3030

Опоры для ног по Гопелю, пара

- облегчённая, удобная в использовании опора для ног
 - шарнирное соединение обеспечивает оптимальное положение
 - удобные мягкие края
 - закреплённый фиксирующий ремень надёжно фиксирует ногу в заданном положении
 - Необходимы ремни SS5030 для фиксации
- Рекомендуемый зажим: CL2010-2 шт.



SS3040

Опоры для ног («сапожки») с пневматической пружиной, пара

- универсальная и лёгкая регулировка
 - мягкая и удобная секция фиксирует ступню, облегчает давление на ногу и предотвращает повреждение нерва
 - литотомический диапазон +84°...-33°
 - диапазон отведения ноги +25°...-9°
 - крепление к рельсу для крепления принадлежностей с помощью плоской штанги
 - предельный вес пациента 159 кг
- Рекомендуемый зажим: CL1310-2 шт.



SS4010

Боковая опора для руки с ремнем, многофункциональная

- устанавливаемая в различные положения опора для руки с шарнирным соединением
 - натяжной рычаг с антимикробным покрытием
 - подушка из упруговязкой пены 160x500x30мм с креплением «липучка»
 - Регулировка высоты 0-490 мм.
- Рекомендуемый зажим: CL2110



SS4040

Опора для плеча, пара

- опора обеспечивает безопасное удержание пациента на операционном столе в положении Тренделенбурга
- мягкие и удобные подушки облегчают давление на плечо и предотвращают повреждения нервов
- опора для плеча крепится к рельсу для крепления принадлежностей

Рекомендуемый зажим: CL2110-2 шт.

