

novaCC™

- Экономное решение
- Качество «Сделано в Германии»
- Стандартные нержавеющие полированные кончики

- Автоклавируемые инструменты

- CC guide для точного сопоставления браншей и предотвращения на кончиках эффекта «резания»

- Легкий вес, рефлённая ручка

- Стандартный коннектор для всех наиболее распространённых электрохирургических аппаратов





0,75 mm
77 02 50
„Adson Sutter“
с ріп коннектором:
77 02 50 S



Европ. плоский коннектор		US ріп коннектор	
Общая длина	13.0 cm (5.0 ")	Общая длина	12.0 cm (4.75 ")
Рабочая длина	2.0 cm (0.75 ")	Рабочая длина	2.0 cm (0.75 ")



1,0 mm
77 01 51
с ріп коннектором:
77 01 51 S



Европ. плоский коннектор		US ріп коннектор	
Общая длина	18.0 cm (7.0 ")	Общая длина	17.0 cm (6.75 ")
Рабочая длина	7.0 cm (2.75 ")	Рабочая длина	7.0 cm (2.75 ")



1,0 mm
77 01 71
с ріп коннектором:
77 01 71 S

2,0 mm
77 01 73
с ріп коннектором:
77 01 73 S



Европ. плоский коннектор		US ріп коннектор	
Общая длина	21.0 cm (8.25 ")	Общая длина	20.0 cm (8.0 ")
Рабочая длина	10.0 cm (4.0 ")	Рабочая длина	10.0 cm (4.0 ")



2,0 mm
77 01 74
с rip коннектором:
77 01 74 S



Европ. плоский коннектор	US rip коннектор
Общая длина 24,0 см (9.4")	Общая длина 23,0 см (9.0")
Рабочая длина 13,0 см (5.0")	Рабочая длина 13,0 см (5.0")



1,0 mm
77 01 57
с rip коннектором:
77 01 57 S



Европ. плоский коннектор	US rip коннектор
Общая длина 18,0 см (7.0")	Общая длина 17,0 см (6.75")
Рабочая длина 7,0 см (2.75")	Рабочая длина 7,0 см (2.75")



1,0 mm
77 01 75
с rip коннектором:
77 01 75 S

2,0 mm
77 01 76
с rip коннектором:
77 01 76 S



Европ. плоский коннектор	US rip коннектор
Общая длина 21,0 см (8.5")	Общая длина 20,0 см (8.0")
Рабочая длина 10,0 см (4.0")	Рабочая длина 10,0 см (4.0")



1,0 mm
77 01 67
с ріп коннектором:
77 01 67 S



Европ. плоский коннектор	US ріп коннектор
Общая длина 18.0 см (7.0")	Общая длина 17.0 см (6.75")
Рабочая длина 6.0 см (2.5")	Рабочая длина 6.0 см (2.5")



1,0 mm
77 01 81
с ріп коннектором:
77 01 81 S

2,0 mm
77 01 82
с ріп коннектором:
77 01 82 S



Европ. плоский коннектор	US ріп коннектор
Общая длина 21.0 см (8.25")	Общая длина 20.0 см (8.0")
Рабочая длина 9.0 см (3.5")	Рабочая длина 9.0 см (3.5")