

**ZERTS**РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ CURIS®  
Sutter Medizintechnik  
GmbH

## Аксессуары и наборы

### Каталожный номер 87 00 10 – CURIS® базовый набор с одноразовым нейтральным электродом

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	360100-01	Радиохирургический аппарат CURIS® (включены, сетевой шнур и инструкция по применению и тестовым протоколом)
1	36 01 10	Ножной 2х-педальный переключатель (cut & soag), длина 4 м
1	37 01 54 L	Биполярный кабель CURIS®, длина 3 м
1	36 07 04	Монопольная ручка-держатель (pencil) cut & soag, диаметр наконечника 2,4 мм, длина 3 метра
1	36 02 36	Кабель подключения одноразового нейтрального электрода, длина 4,5 метра
1(x50)	36 02 22	Одноразовые пластины нейтрального электрода (Коробка 50 шт., 10 упаковок по 5 шт. в каждой) (не показаны).

### Каталожный номер 87 00 20 – CURIS® базовый набор с многоразовым нейтральным электродом

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	360100-01	Радиохирургический аппарат CURIS® (включены, сетевой шнур и инструкция по применению и тестовым протоколом)
1	36 01 10	Ножной 2х-педальный переключатель (cut & soag), длина 4 м
1	37 01 54 L	Биполярный кабель CURIS®, длина 3 м
1	36 07 04	Монопольная ручка-держатель (pencil) cut & soag, диаметр наконечника 2,4 мм, длина 3 метра
1	36 02 26	Многоразовая пластина нейтрального электрода с кабелем подключения, длиной 4 метра.

### 880010 – SILVERGlide® базовый набор для микрохирургии (например, для нейрохирургии)

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	740148 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 15.5 см, кончик 0.7 мм, прямой
1	740168 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 17 см, кончик 0.7 мм, прямой
1	740167 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, 17 см, кончик 1,0 мм, прямой
1	742183 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 20 см, кончик 0.7 мм, прямой
1	742181 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 20 см, кончик 1,0 мм, прямой
1	742182 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 20 см, кончик 2,0 мм, прямой
1	740191 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 23 см, кончик 0.7 мм, прямой
1	740192 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 23 см, кончик 1,2 мм, прямой
1	740291 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 25 см, кончик 0,7 мм, прямой
1	740292 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 25 см, кончик 1,2 мм, прямой
1	701772	Инструментальный лоток на 10 щипцов

### 880020 – SILVERGlide® базовый набор тонких инструментов для микрохирургии (например, для нейрохирургии)

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	740149 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 15.5 см, кончик 0.4 мм, прямой
1	740169 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 17 см, кончик 0.4 мм, прямой
1	742189 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 20 см, кончик 0,4 мм, прямой
1	740199 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 23 см, кончик 0.4 мм, прямой
1	740299 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 25 см, кончик 0,4 мм, прямой
1	701762	Лоток инструментальный на 10 пинцетов

### 880030 – SILVERGlide® базовый набор коротких инструментов для микрохирургии (например, операции на черепе)

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	740148 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 15.5 см, кончик 0.7 мм, прямой
1	740169 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 17 см, кончик 0.4 мм, прямой
1	740168 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 17 см, кончик 0,7 мм, прямой
1	742189 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 20 см, кончик 0.4 мм, прямой
1	740191 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 23 см, кончик 0,7 мм, прямой
1	701762	Инструментальный лоток на 5 щипцов


### 880040 – SILVERGlide® базовый набор длинных инструментов для микрохирургии (например, для трансфеноидальной или спинальной хирургии)

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	740168 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 17 см, кончик 0,7 мм, прямой
1	740199 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 23 см, кончик 0.4 мм, прямой
1	740191 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 23 см, кончик 0,7 мм, прямой
1	740195 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 23 см, кончик 1,2 мм, загнутый
1	740299 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 25 см, кончик 0,4 мм, прямой
1	701762	Инструментальный лоток на 5 щипцов




**878605 – RaVoR™ (Radiofrequency Volume Reduction) базовый набор для лечения храпа**

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	700462	RaVoR™ (Binner) электрод для редукции носовой раковины
1	700495	RaVoR™ электрод для мягкого неба
1	700496	RaVoR™ электрод для задних дужек
1	700497	RaVoR™ электрод для миндалина корня языка
1 (x2)	360328	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 30 мм, загнутая, PU 2 штуки
1 (x2)	360342	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 65 мм, загнутая, PU 2 штуки
1	800000	Контейнер с тканью, подставка, металлический шильд, переключки, бумажные фильтры
1	701757	Лоток для инструментов




**878005 – RaVoR™ (Radiofrequency Volume Reduction) базовый набор для лечения храпа (включает электрод для корня языка)**

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	700462	RaVoR™ (Binner) электрод для редукции носовой раковины
1	700495	RaVoR™ электрод для мягкого неба
1	700496	RaVoR™ электрод для задних дужек
1	700499	RaVoR™ электрод для корня языка
1 (x2)	360328	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 30 мм, загнутая, PU 2 штуки
1 (x2)	360342	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 65 мм, загнутая, PU 2 штуки
1	800000	Контейнер с тканью, подставка, металлический шильд, переключки, бумажные фильтры
1	701757	Лоток для инструментов




**870030 – базовый набор для носовой хирургии**

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	700860	Биполярный пинцет, острый, длина 20 см, кончик 1.4 мм, прямой
1	742181 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 20 см, кончик 1.0 мм, прямые
1	700462	RaVoR™ (Binner) электрод для редукции носовой раковины
1	800000	Контейнер с тканью, подставка, металлический шильд, переключки, бумажные фильтры
1	701757	Лоток для инструментов




**870040 – базовый набор для ЛОР-практики**

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	700175 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 19 см, кончик 1.0 мм, изогнутый
1	742181 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 20 см, кончик 1.0 мм, прямые
1	700178 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, длина 19 см, кончик 2.0 мм, тип Meuser
1 (x2)	360342	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 20 мм, загнутая, PU 2 штуки
1 (x2)	360321	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 30 мм, загнутая, PU 2 штуки
1 (x2)	360443	Монополярный электрод-петля, размер 10 мм, PU 2 штуки
1 (x2)	360440	Монополярный скальпель-электрод PU 2 штуки
1	800000	Контейнер с тканью, подставка, металлический шильд, переключки, бумажные фильтры
1	701757	Лоток для инструментов




**870090 – Хирургический набор**

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	700171 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, прямой, длина 19 см, кончик 1.0 мм, прямой
1 (x2)	360440	Монополярный скальпель-электрод PU 2 штуки
1 (x2)	360442	Монополярный электрод-шарик, размер 4 мм, PU 2 штуки
1 (x2)	360441	Монополярный игла-электрод PU 2 штуки
1	800000	Контейнер с тканью, подставка, металлический шильд, переключки, бумажные фильтры
1	701757	Лоток для инструментов



**870080 – Хирургический набор тонких электродов**

Кол-во	Кат. No.	Описание
1	700237 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 10,5 см, кончик 0,4 мм, прямой
1	700151 SG	SILVERGlide® не пригораемый биполярный пинцет, острый, длина 16,5 см, кончик 1.0 мм, прямой
1 (x2)	360328	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 30 мм, загнутая, PU 2 штуки
1 (x2)	360320	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 20 мм, прямая, PU 2 штуки
1 (x2)	360321	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 20 мм, короткая, загнутый кончик, PU 2 штуки
1 (x2)	360325	ARROWtip™ монополярная микродиссекционная игла, рабочая длина 20 мм, прямая, PU 2 штуки
1	800000	Контейнер с тканью, подставка, металлический шильд, переключки, бумажные фильтры
1	701757	Лоток для инструментов





ZERTS

РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ CURIS®  
Sutter Medizintechnik  
GmbH

## Ножная педаль



Металлическая основа способствует долгосрочному использованию педали. Перегородка между двумя педалями помогает врачу определить необходимую, даже если она вне поля зрения.

Педаль надежно стоит на полу, а во время уборки, просто повесьте ее на крючок. Педаль может обрабатываться стандартными растворами.



## Тележка



Тележка имеет надежную конструкцию, которая гарантирует, что радиохирургический аппарат CURIS® не будет сдвигаться во время работы. Предусмотрен крючок для подвешивания ножной педали.

Две металлические корзины для хранения аксессуаров и документации.



36 09 00 Тележка\* для CURIS®

*\*не входит в стандартную комплектацию*

PRECISION  
ELECTROSURGERY