


# Ширмы

Ширма односекционная

ДМ5-002-01



Ширма двухсекционная

ДМ5-002-02



Ширма трёхсекционная

ДМ5-002-03




**Каркас** из алюминиевого анодированного профиля, обеспечивающий легкость и жесткость конструкции.

**Полотно** ширмы выполнено из полиамидной ткани, что обеспечивает изделию стойкость к истиранию, многократному сгибанию, придает высокую химическую стойкость.

# Ширмы

Ширма односекционная

ДМ5-002-07



Ширма двухсекционная

ДМ5-002-08



Ширма трёхсекционная

ДМ5-002-09



**Каркас мебели** изготовлен из бука без применения металлических соединений.

**Полотно** ширмы выполнено из полиамидной ткани, что обеспечивает изделию стойкость к истиранию, многократному сгибанию, придает высокую химическую стойкость.