







# СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

## МЕДИН-САФИС 03 СТОЛ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЙ



Положение стол

- электромеханический привод регулировки высоты и наклонов
- панель стола из конструкционного пластика
- пульт основной, вспомогательный и джойстик управления
- пульт управления педальный
- двухскоростной режим продольно-поперечных перемещений
- возврат панели в горизонтальное положение «ZERO POSITION»
- автоблокировка движений исключая повреждение стола
- функция экстренной остановки
- возможность программирования положений панели
- диаметр опорных колес 125 мм
- безопасная рабочая нагрузка – 220 кг
- ногодержатели «по Гепелю» в составе



ПРИМЕНЯЕТСЯ С КОМПЛЕКТАМИ КПП:

			15	16		18			
				26				30	
31	32	33				37	38	39	40
41	43								

Принадлежности:




Секция ножная




Столик инструментальный



Емкость с боковым держателем



Хирургические держатели ног (рекомендуем)



Штатив для вливаний



Столик для инъекций



Ремень для фиксации туловища



Боковой упор