









# non-stick Monopolare Saugrohre


## non-stick Monopolar Suction Tubes








## Features


- 
**non-stick Technologie**  
 Unser speziell entwickeltes Material verhindert das Überhitzen an der Spitze während der Koagulation.  
**non-stick technology**  
 Our specially developed material prevents overheating of the tips during coagulation.
- 
**Absaugen von Rauch und Flüssigkeiten**  
 Aspiration of smoke and liquids
- 
**Präzises Arbeiten ohne Unterbrechungen durch regelbare Saugleistung**  
 Precise operations without interruptions through adjustable suction power
- 
**Autoklavierbar**  
 Autoclavable
- 
**Passend an alle gängigen Geräte**  
 Fits all commonly known electrosurgical units



- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Sicherheitsventil<br/>Safety valve</p> <p><b>2</b> Durchgehend isoliert<br/>Fully insulated</p> <p><b>3</b> Saugleistung regelbar<br/>Adjustable suction power</p> | <p><b>4</b> Standard-Anschluss<br/>Standard connector</p> <p><b>5</b> Universalanschluss für Luer<br/>Universal Luer connector</p> |
|--|--|



- 
**71 50 18**  
 Ø 4.0 mm
- 
 Lumen: 2,8 mm
- 
 Lumen: 2.8 mm
- Arbeitslänge: 109 mm  
 (4,3")
- 90° Biegung
- Working length: 109 mm  
 (4.3")
- 90° angled



**71 50 19**  
Ø 4.3 mm

- Lumen: 3,0 mm
- Lumen: 3,0 mm

Arbeitslänge: 130 mm  
(5,1")

**biegbar**  
Working length: 130 mm  
(5,1")

**malleable**



**71 50 15**  
Ø 3.3 mm

- Lumen: 2,0 mm
- Lumen: 2,0 mm

Arbeitslänge: 130 mm  
(5,1")

Working length: 130 mm  
(5,1")



**71 50 10**  
Ø 4.0 mm

- Lumen: 2,8 mm
- Lumen: 2,8 mm

Arbeitslänge: 130 mm  
(5,1")

Working length: 130 mm  
(5,1")





**71 50 17**  
Ø 3.3 mm

- Lumen: 2,0 mm
- Lumen: 2,0 mm


Arbeitslänge: 255 mm  
(10,1")

Working length: 255 mm  
(10,1")



Längenangaben dienen zur Orientierung und können etwas abweichen | Lengths for orientation purposes; may vary slightly


## Zubehör – Sicherheitskabel | Accessories – Safety Cables



**Sutter BM-780 II**, Martin, Berchtold, Aesculap, Erbe T-Serie

### 36 01 85


Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker  
Länge: 3,5 m, berührsicher  
Monopolar cable with 4 mm instrument connector  
Length: 3.5 m, touch-safe



Erbe, K. Storz, R. Wolf

### 36 01 86

Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker  
Länge: 3,5 m, berührsicher  
Monopolar cable with 4 mm instrument connector  
Length: 3.5 m, touch-safe



**Sutter CURIS®**, Valleylab, Conmed, Bovie, Bowa

### 36 01 87

Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker  
Länge: 3,0 m, berührsicher  
Monopolar cable with 4 mm instrument connector  
Length: 3.0 m, touch-safe

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.  
Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.



**SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH**

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30