

ЛОР и нейрохирургия

Различные типы хирургических процедур требуют использования различных видов подголовников. Операционная позиция, которая используется при каждой из процедур, определяет требуемый тип подголовника. Некоторые подголовники могут крепиться непосредственно на операционном столе, для других требуется использовать адаптер (совместимый с Mayfield®).

Регулировку многих из производимых нами подголовников – регулировку базового угла и реверсную регулировку – облегчают две встроенные пневматические пружины. Пневматические пружины позволяют легко произвести регулировку углов наклона. Жёсткое, безопасное положение пациента, а также широкий диапазон и плавный характер регулировки позволяют легко найти эргономичное и анатомически правильное положение пациента.

Многие подголовники снабжены съёмными мягкими накладками, что облегчает процедуру очистки. Материалом накладок является либо упруговязкая пена, либо полиуретан (ПУ).



HR1100
Адаптер для специальных типов подголовников

- предназначен для узких подголовников и опор для запястья (HR5000)
- легко устанавливается на секциях операционного стола

SC



HR1120
Подголовник с двойной артикуляцией, узкий

- универсальная возможность регулировки позволяет оптимально фиксировать пациента в заданном положении во время хирургических операций
- регулировка по углу наклона с помощью пневматических пружин
- регулировка по углу: $+37^{\circ}/-58^{\circ}$ и по высоте: 135 мм
- особенно подходит для использования со спинными секциями для ЛОР-операций (OT2050 и OT4050)
- необходим матрац для головной секции VEF 75 мм
- требует использования адаптера HR1100

2x
function



HR1130
Подголовник для ЛОР, пластической и офтальмологической хирургии

- многопозиционный подголовник для ЛОР, пластической и офтальмологической хирургии
- в подушке предусмотрено чашеобразное углубление для поддержания устойчивого положения головы во время операции
- требует использования адаптера HR1100

2x
function



HR1140
Подголовник для нейрохирургии, вариант А

- позволяет обеспечить наилучшее положение головы пациента во время нейрохирургических операций
- предназначен для лёгкого крепления, быстро и надёжно регулируется
- обеспечивает широкое разнообразие вариантов крепления
- в комплекте с адаптером HR1100

SC



HR1150
Подголовник для нейрохирургии, вариант В

- включает в себя вариант А
- оснащён исключительно мягкими гелевыми накладками
- идеален для проведения операций с положением пациента как лёжа на животе, так и лёжа на спине
- в комплекте с адаптером HR1100

SC



HR1160
Подголовник для нейрохирургии, вариант С

- включает в себя варианты А + В
- при креплении на поперечном адаптере является идеальным средством для проведения операций, когда требуется, чтобы пациент находился в сидячем положении

Рекомендуемый зажим: CL 2110

SC



HR5000
Регулируемая опора для запястья

- опора для запястья для придания устойчивости рукам хирурга при операциях ЛОР, пластической и офтальмологической хирургии
- опорные штанги с мягким покрытием
- может регулироваться по горизонтали и по вертикали
- требует использования адаптера HR1100

SC

2x
function