



## Простота ухода

Обновленная конструкция кровати и новые секции ложа существенно облегчают такие повседневные процедуры, как чистка и застивание кровати. Откидывающийся торец кровати (опция) улучшает доступ медсестры для мытья и создает дополнительную рабочую поверхность для размещения, например, постельного белья и принадлежностей.



## Удобная система центрального тормоза

Дизайн педалей тормоза позволяет легко установить кровать в стационарное положение. Эргономичное расположение педалей тормоза.

## Простота содержания в чистоте

Четкие линии, отсутствие острых углов, небольшие зазоры и съемные платы ложа кровати (или металлическая сетка) не позволяют грязи скапливаться и существенно упрощают чистку кровати.



## Инновационная конструкция

Запатентованный строго вертикальный подъем ложа позволяет использовать кровать даже в небольших помещениях. Благодаря новой конструкции наклон Тренделенбурга может быть произведен на любой высоте расположения кровати.



## Исключительная маневренность

Легкости перемещения было уделено максимальное внимание при разработке кровати. Общий небольшой вес (около 100 кг.) позволяет легко транспортировать даже пациентов большого веса.

## 4-ех секционное ложе

Ложе кровати имеет 4 секции, конструкция которых не позволяет пациенту соскальзывать при регулировке секции вверх. Благодаря электрическим функциям, ложе может быть установлено в любое необходимое для терапии положение.



## Электропривод Тренделенбург

Регулировка наклона Тренделенбург производится электрически. Особенностью Carena является возможность такой регулировки даже на самой малой высоте. Возможна комплектация кровати пневмоприводом Тренделенбург



## Долговечность

Carena - надежная, долговечная кровать, простая в обслуживании, при этом может использоваться в самых сложных условиях. Доступна версия кровати для машинной мойки.

## Удобство для пациента

Революционно низкая минимальная высота (от 31,5 см.), использование упора для пациента с обеих сторон и дуги для активации дает возможность пациентам самостоятельно вставать и располагаться на кровати.



## Безопасная рабочая нагрузка - 330 кг.

Постоянное повышение среднего веса пациента ставит новые требования к нагрузке. Carena имеет невероятно высокую безопасную рабочую нагрузку 330 кг. и максимальный вес пациента - 300 кг.



## Легкость в обслуживании

Благодаря своему дизайну кровать очень проста в обслуживании. Съемные секции ложа дают максимальный доступ ко всем необходимым компонентам, кровать требует минимального технического обслуживания.

## Широкий выбор аксессуаров

Благодаря большому выбору дополнительных опций и принадлежностей, кровать Carena может использоваться как в реанимации, так и обычных палатах ЛПУ. Самые популярные аксессуары Merivaara совместимы с кроватью Carena. Даже предыдущие версии кроватей могут быть оснащены новыми современными аксессуарами.



Технические характеристики	
Общая ширина (с боковыми ограждениями)	90 / 97 / 102 см.
Ширина ложа	80 / 85 / 90 см.
Общая длина	215 см.
Регулировка высоты	31,5 - 81,5 см. (с колесами 125 мм.), 34 - 84 см. (с колесами 150 мм.)
Рекомендованный размер матраса	75 x 200 см (для ложа шириной 80 см.) 80 x 200 см (для ложа шириной 85 см.) 85 x 200 см (для ложа шириной 90 см.)
Колеса	Ø150 мм. с центральной блокировкой: 2 педали "бабочка" и единая педаль с ножного конца
Максимальный вес пациента	300 кг.
Безопасная рабочая нагрузка	330 кг.
Тренделенбург/антиТренделенбург	12° / 6°
Регулировка спинной секции	0 - 70°
Регулировка секции бедра	0 - 29°
Регулировка ножной секции	0 - 24°
Класс IP	IP66
Другие характеристики	Ручной пульт управления   цвет рамы: серебристый крашенный   секции ложа из ABS пластика (вентилируемые съемные)   4 бампера   отверстия для фиксирующих ремней   строго вертикальный подъем   одновременная активация нескольких функций (например, регулировка высоты и спинной секции)
Сертификат CE	Да
Страна производства	Финляндия

#### Опции, устанавливаемые на заводе:

- Удлинение ножной секции +30 см. (для кроватей шириной ложа 80 и 90 см.), ABS пластик
- Ложе из металлической сетки
- Рентгенпрозрачное ложе (для кроватей шириной ложа 80 и 90 см.)
- Ограничитель матраса
- Колеса двойные диам. 150 мм. с центральной блокировкой с направляющим антистатическим колесом
- Колеса диам. 200 мм. с центральной блокировкой
- Пятое колесо для облегчения перемещения
- Спинная секция с экстренным опусканием (CPR)
- Аккумуляторная батарея
- Устройство выравнивания потенциалов
- Ножная педаль управления
- Дополнительный ручной пульт управления
- Упор для пациента
- Дуга для активации
- Адаптер для упора пациента
- Опора для руки

#### Другие принадлежности:

- Торцы съемные, хромированные или крашенные. Цвета вставок торца: белый, голубой, зеленый, под дерево (береза или бук)
- Торец съемный откидывающийся (служит как столик для белья). Хромированный или крашенный. Цвета вставок торца: белый, голубой, зеленый, под дерево (береза или бук)
- Боковые ограждения хромированные или крашенные полноразмерные
- Боковые ограждения хромированные или крашенные на 3/4 длины
- Корзина для журналов и историй болезни
- Стенд для монитора
- Инфузионная стойка с 4-мя крючками + вариант с креплением на дугу для активации
- Держатель дренажных мешков
- Держатель бутыли
- Держатель кислородного баллона на 5 кг.
- Рельсы для принадлежностей
- Крючок для электрического кабеля

