

Электроды-шар



134°C



Автоклавируемые

- Коагуляция больших и маленьких поверхностей
- Надежная изоляция для предотвращения незапланированных повреждений.

ЛОР

Дерматология

Показания к применению:

- коагуляция
- носовое кровотечение


Монопольные электроды с коннектором 1,6 мм

Ø 1.6 mm




Монопольные электроды с коннектором 2,4 мм

Ø 2.4 mm



Вариант применения с. 23

Вариант применения с. 22




Вариант применения с. 22

Электроды-шар

Монополярные электроды с коннектором 4 мм

Ø 4.0 mm 



36 04 68
Электрод-шар, Ø 2 мм,
длина 110 мм, загнутый



Корпус
Medical industry