

Опоры и ремни

Опоры и ремни помогают поддерживать пациента в правильном, безопасном анатомическом положении и распределяют давление от контакта с кожей по всей поверхности тканей, что позволяет избежать возможных осложнений в дальнейшем. Чтобы обеспечить безопасное и оптимальное положение пациента во время операции требуется огромное разнообразие опор; таким образом, наш ассортимент изделий включает в себя самые разнообразные типы, размеры и формы боковых опор, фиксирующих ремней и опорных подушек. Наш ассортимент продукции также включает в себя различные виды ремней для крепления тела и конечностей для обеспечения безопасного положения рук и ног на операционном столе.

Все производимые нами боковые опоры и ремни могут очищаться с использованием обычных чистящих средств и растворов. Мягкие части ремней и опор являются водонепроницаемыми, а все материалы благоприятно воздействуют на кожу.

Долговечные и лёгкие в использовании гелевые подушки и мягкие накладки производства компании Lojer предназначены для применения в условиях операционных залов, обеспечивая качественное положение пациента и уменьшение давления на тело, не забывая при этом о безопасности пациента. Подушки сбалансированы и хорошо прилегают к поверхности, что позволяет медперсоналу легко обращаться с ними и регулировать их положение, как перед операцией, так и во время её проведения. Гелевые подушки и мягкие накладки изготовлены без применения латекса и благоприятно воздействуют на кожу. Подушки поставляются с двумя видами материала наполнения: гель-пена и гель.




SS5010

Ремень для запястья

- мягкий ремень для запястья премиум-класса с креплением «липучка»
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- размер накладки: 60x380 мм, общая длина ремня: 500 мм

Рекомендуемый зажим: CL1310



SS5020

Ремень для опоры руки

- мягкий ремень для опоры руки премиум-класса с креплением «липучка»
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- размер накладки: 60x200 мм, общая длина ремня: 700 мм



SS5030

Ремень для опоры ноги

- мягкий ремень для опоры ноги премиум-класса с креплением «липучка»
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- размер накладки: 80x300 мм, общая длина ремня: 950 мм





SS5040

Ремень для ножной секции

- мягкий ремень для ножной секции премиум-класса с креплением «липучка»
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- размер накладки: 80x400 мм, общая длина ремня: 1400 мм



SS5050

Ремень для ног и тела

- мягкий ремень для ног и тела премиум-класса с креплениями типа «липучка» и на крючках
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- съёмная мягкая накладка, размер: 110x550 мм, общая длина ремня: 2200 мм



SS5055

Ремень для ног и тела, широкий

- мягкий ремень для ног и тела премиум-класса с креплениями типа «липучка» и на крючках
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- съёмная мягкая накладка, размер: 140x650 мм, общая длина ремня: 2200 мм



SS5070

Ремень для плечевого модуля

- предназначен для использования с плечевым модулем OT1030
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов

Рекомендуемые зажимы: CL1110/ CL3010

