

## ТИТАН

- Материал используемый для космического кораблестроения
- Легковесная конструкция минимизирует усталость при работе
- Полностью МРТ совместимый
- Идеальны для точного препарирования

- Автоклавируемые инструменты
- Нет необходимости разборки инструмента перед очисткой

### Механизм CC Guide



- Для точного смыкания кончиков пинцета и предотвращения эффекта «ножниц»

- Лёгкий вес, рефлённая
- Эргономичная ручка для точной работы с минимальными усилиями
- Хороший захват за ручку инструмента и легкая очистка после применения

- Оптимальные пружинящие свойства инструмента

- Стандартный коннектор для всех наиболее распространённых аппаратов.





0,75 mm  
75 02 50  
„Adson Sutter“  
с ріп коннектором;  
75 02 50 S



1,0 mm  
75 01 71  
с ріп коннектором;  
75 01 71 S



0,5 mm  
75 01 60  
с ріп коннектором;  
75 01 60 S



0,8 mm  
75 01 63  
с ріп коннектором;  
75 01 63 S



1,0 mm  
75 01 67  
с ріп коннектором;  
75 01 67 S



1,5 mm  
75 01 62  
с ріп коннектором;  
75 01 62 S



Европ. плоский коннектор	US ріп коннектор
Общая длина 13,0 см (5,0")	Общая длина 12,0 см (4,75")
Рабочая длина 2,0 см (0,75")	Рабочая длина 6,0 см (2,5")

Европ. плоский коннектор	US ріп коннектор
Общая длина 21,0 см (8,5")	Общая длина 20,0 см (8,0")
Рабочая длина 9,0 см (3,5")	Рабочая длина 9,0 см (3,5")

Европ. плоский коннектор	US ріп коннектор
Общая длина 18,0 см (7,0")	Общая длина 17,0 см (6,75")
Рабочая длина 6,0 см (2,5")	Рабочая длина 6,0 см (2,5")

0,5 mm  
75 01 80  
с ріп коннектором:  
75 01 80 S

0,8 mm  
75 01 83  
с ріп коннектором:  
75 01 83 S

1,0 mm  
75 01 81  
с ріп коннектором:  
75 01 81 S

1,5 mm  
75 01 82  
с ріп коннектором:  
75 01 82 S

Европ. плоский коннектор	US ріп коннектор
Общая длина 21.0 см (8.5")	Общая длина 20.0 см (8.0")
Рабочая длина 9.0 см (3.5")	Рабочая длина 9.0 см (3.5")

0,5 mm  
75 01 90  
с ріп коннектором:  
75 01 90 S

0,8 mm  
75 01 93  
с ріп коннектором:  
75 01 93 S

1,0 mm  
75 01 91  
с ріп коннектором:  
75 01 91 S

1,5 mm  
75 01 92  
с ріп коннектором:  
75 01 92 S

Европ. плоский коннектор	US ріп коннектор
Общая длина 24.0 см (9.5")	Общая длина 23.0 см (9.0")
Рабочая длина 12.0 см (4.75")	Рабочая длина 12.0 см (4.75")