



”Высококласное решение в области красоты, идеально подходящее для косметологов, массажистов, мастеров педикюра и специалистов по татуировкам”

Стул врача не входит в стоимость косметологической кушетки RC3

Косметологическая кушетка RC3

Шикарная косметологическая кушетка Lojer RC3 была спроектирована совместно со специалистами в области красоты, чтобы соответствовать всем современным требованиям. Качественный контурный кожзаменитель, возможность отдельной регулировки с тремя моторами, возможность установки планшетного компьютера и светодиодной лампы - все это в совокупности улучшает имидж любой клиники или лечебного центра.

Кушетка подходит как для косметологов, массажистов, мастеров педикюра, так и для специалистов по татуировкам. Электрическая система управления позволяет регулировать высоту кушетки, а также угол наклона спинной секции и самого сиденья. В системе управления также есть три запрограммированные позиции кушетки. Переход в запрограммированную позицию происходит с помощью нажатия всего лишь одной кнопки. В головной секции есть вырез для лица, а также механизм продольной регулировки и регулировки угла наклона. Ножные секции регулируются газовой пружиной и могут быть полностью опущены вниз. Ножные секции также регулируются в стороны. Подлокотники могут поворачиваться на 180 градусов и также имеют регулировку угла наклона.

Косметологическая кушетка Lojer RC3 производится в Финляндии на заводе Лойер и поэтому запасные части будут доступны долгие годы. Например, обивка может быть со временем по желанию заменена.

Технические требования

- **Полная длина:** 186-213 см.
- **Диапазон регулировки высоты:** 60-85 см.
- **Колеса:** Ø 75мм., с центральной блокировкой
- **Регулировка спинной секции:** 0°..+90°
- **Регулировка головной секции:** 0°..10°
- **Высота спинной секции:** 600 мм.
- **Регулировка сиденья:** +12°..0°
- **Ширина сиденья:** 620 мм.
- **Полная ширина:** 880 мм.
- **Регулировка ножной секции:** -80°..0°, отведение в стороны 0°...90°
- **Регулировка опор для рук:** ротация 0°..180°, угол наклона -45°..+20°
- **Безопасная рабочая нагрузка:** 160 кг.
- **USB выход:** Питание 4Вт
- **Электрическая система:** 24В
- **Гарантия:** 2 года
- **Страна происхождения:** Финляндия



Опции:

Возможность анатомической формы ложа кушетки	x
Возможность исполнения пластиковых деталей в 2ух цветах	x
Кожзаменитель SKAI Fashion (16 цветов)	x
Колеса для перемещения кушетки, с центральной блокировкой	x
Ручной пульт управления	x
Регулировка спинной сиденья, электропривод	x
Регулировка сиденья, электропривод	x
Электрическая регулировка высоты	x
3 запрограммированные позиции	x
Регулировка ножных секций пневматически (независимо друг от друга)	x
Удлинение и регулировка угла головной секции	x
Опоры для рук не меняют положение независимо от угла спинной секции	x
Регулировка опор для рук, ротация 180°	x
Безопасная, бесшумная электрическая система на 24В, зарядное USB устройство	x
Гарантийный срок 2 года	x
Дополнительные опции:	
Педаля для регулировки высоты	o
Подставка под кофе	o
Подставка под планшет	o
Заглушка выреза для лица головной секции	o
Возможность комбинации двух цветов кожзаменителя	o
Светодиодная лампа	o

Пояснения: x = стандартная характеристика o = Дополнительная принадлежность

Принадлежности



Подставка под кофе



Столик под планшет на гибкой ножке



Декоративная строчка



Лампа на гибкой ножке



Ножной пульт управления