

Анестезия. Инфузионные стойки

Анестезиологическая дуга считается существенной принадлежностью для операционных столов. Как правило, анестезиологическая дуга используется для разграничения стерильной рабочей области и, в то же время, для защиты лица пациента. Наша линейка продуктов включает в себя две опции анестезиологических дуг – фиксированную модель из нержавеющей стали с регуляторной ручкой с антимикробным покрытием, а также модель с полимерным покрытием, которая может крепиться к любой из сторон стола и запирается в месте установки с помощью отдельных реечных зажимов.

Приспособление для удерживания трубок является полезной принадлежностью, которая позволяет удерживать в надлежащем порядке наркозные и инфузионные трубки различного размера. Гибкий ствол позволяет удерживать трубки в необходимом положении, в частности, более толстые трубки аппарата искусственного дыхания.

Наш ассортимент стоек для переливания включает в себя модели, которые закрепляются на рельсах операционного стола, а также модели на колёсах. Все виды стоек для переливания предусматривают регулировку по высоте одной рукой и снабжены четырьмя крючками, каждый из которых выдерживает нагрузку в 2 кг. Рамы стоек для переливания являются либо хромированными, либо выполненными из нержавеющей стали.




AI1010

Анестезиологическая дуга с поворотным зажимом

- рамка из нержавеющей стали
- пошаговая регулировка по высоте
- затяжная ручка с антимикробным покрытием
- возможность удлинения с помощью 1-2 удлинительных рамок (AI1002)



AI1002 Удлинительная рамка (1 шт.)



AI1110

Анестезиологическая дуга, гибкая

- крепится с помощью двух зажимов к рельсу для крепления принадлежностей по обе стороны операционного стола
- легко очищается
- общая длина: 1600 мм

Рекомендуемый зажим: CL1010



AI5000

Держатель для трубок и кабелей

- гибкий ствол обеспечивает оптимальное положение
- для безопасного закрепления дыхательных трубок и кабелей для анестезиологии
- позволяет одновременное закрепление множества различных трубок

Рекомендуемые зажимы: CL2010/ CL2110



AI2010**AI2020****AI2010****Стойка инфузионная, прямая**

- крепится к рельсу для крепления принадлежностей
- инфузионная стойка, выполненная из нержавеющей стали
- 4 безопасных крючка для сосудов, 2,0 кг/ крючок

Рекомендуемые зажимы: CL2010/ CL2110

**AI2020****Стойка инфузионная, прямая, с регулировкой угла наклона**

- с встроенным зажимом
- стойка инфузионная, выполненная из нержавеющей стали
- с регулировкой угла наклона, возможен наклон в любом направлении
- 4 безопасных крючка для сосудов, 2,0 кг/ крючок
- диапазон регулировки по высоте: 410 мм

**AI2110****AI2120****AI2110****Стойка инфузионная, передвижная, прямая**

- передвижная стойка для переливания, выполненная из стали с хромированным покрытием
- электропроводные и блокирующиеся одинарные колеса
- 4 безопасных крючка для сосудов, 2,0 кг/ крючок

**AI2120****Стойка инфузионная, передвижная, для работы в тяжёлых условиях**

- передвижная инфузионная стойка, выполненная из нержавеющей стали и алюминия
- электропроводные и блокирующиеся сдвоенные колеса
- 4 безопасных крючка для сосудов, 2,0 кг/ крючок
- Могут быть установлены инфузионные помпы (макс. 10 кг)

