



Optimal für präzises Präparieren
Ideal for precise dissection

➔ Das über Jahrzehnte bewährte und verfeinerte Präzisionsinstrument
A precision instrument that has been well-tried and refined for decades

➔ Eine der erfolgreichsten bipolaren Pinzetten weltweit
One of the most successfully used bipolar forceps worldwide

➔ Bewährte Funktionalität
Established functionality



Kopryc
Medical industry



70 02 40
Nadelspitze
pointed



70 02 44
Nadelspitze
n. u. gewinkelt
pointed downw.



70 02 45
Nadelspitze
pointed



0.3 mm
70 02 48
Fadenplatte
plateau



0.3 mm
70 02 49
Fadenplatte
plateau



0.5 mm
70 02 41
stumpf
blunt



0.5 mm
70 02 46
stumpf
blunt



0.7 mm
70 02 38



0.7 mm
70 02 39



1.0 mm
70 02 43



1.0 mm
70 02 47



EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	10,5 cm (4,25")
Total length	10.5 cm (4.25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2.5 cm (1.0")

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	10,5 cm (4,25")
Total length	10.5 cm (4.25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2.5 cm (1.0")

classic micro



0.5 mm
70 02 42
stumpf
blunt

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	10,5 cm (4,25")
Total length	10,5 cm (4,25")
Arbeitslänge	2,5 cm (1,0")
Working length	2,5 cm (1,0")



70 01 61
Nadelspitze
pointed

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")



70 01 50
Nadelspitze
pointed

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")

0.7 mm
70 01 52

0.7 mm
70 01 58

1.0 mm
70 01 51



0.4 mm
70 01 55

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")

besonders filigrane Schenkel
particularly delicate tines



70 01 56
Nadelspitze
pointed

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16,5 cm (6,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")

1.0 mm
70 01 57



70 01 70
Nadelspitze
pointed

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")

0.7 mm
70 01 72

1.0 mm
70 01 71



0.7 mm
70 01 79

1.0 mm
70 01 75

2.0 mm
70 01 76

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8,5 cm (3,25")



2.0 mm
70 01 76SV

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	22,5 cm (8,75")
Total length	22,5 cm (8,75")
Arbeitslänge	11,5 cm (4,5")
Working length	11,5 cm (4,5")



2.0 mm
70 02 80

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	26,0 cm (10,25")
Total length	26.0 cm (10.25")
Arbeitslänge	15,5 cm (6,0")
Working length	15.5 cm (6.0")



2.0 mm
70 02 81

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	30,0 cm (12,0")
Total length	30.0 cm (12.0")
Arbeitslänge	19,5 cm (7,75")
Working length	19.5 cm (7.75")



2.0 mm
70 01 78
nach Meuser
type „Meuser“

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	18,0 cm (7,0")
Total length	18.0 cm (7.0")
Arbeitslänge	7,5 cm (3,0")
Working length	7.5 cm (3.0")



70 01 66
Nadelspitze
pointed

0.7 mm
70 01 68

1.0 mm
70 01 67

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	16,5 cm (6,5")
Total length	16.5 cm (6.5")
Arbeitslänge	8,5 cm (3,25")
Working length	8.5 cm (3.25")



2.0 mm
70 01 82

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9.0 cm (3.5")

1.2 mm
n. u. gewinkelt
angled downw.
70 02 85

1.2 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 02 88

1.0 mm
70 01 81

0.7 mm
n. u. gewinkelt
angled downw.
70 02 84

0.7 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 02 87

0.7 mm
70 01 83

70 01 80
Nadelspitze
pointed



2.0 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 01 86

EU Flachstecker EU flat connector	
Gesamtlänge	19,0 cm (7,5")
Total length	19.0 cm (7.5")
Arbeitslänge	9,0 cm (3,5")
Working length	9.0 cm (3.5")

1.0 mm
n. u. gewinkelt
angled downw.
70 01 84

1.0 mm
n. o. gewinkelt
angled upw.
70 01 85