



SS6010

Валик под голень и колено

- полукруглая подушка-опора для использования под голенью и коленями с целью создания эргономичной хирургической позиции для пациента
- лёгкая чистка
- размер: 550x200x100 мм




SS6020

Валик круглый Ø 100 мм

SS6030

Валик круглый Ø 150 мм


- создаёт эргономичную хирургическую позицию для пациента
- помогает при подготовке к операции
- лёгкая чистка
- длина: 500 мм



SS6040

Подушка клиновидная, малая

- поддерживает заданное положение пациента во время операции
- лёгкая чистка
- размер: 300x250x140 мм



SS6050

Подушка клиновидная, большая

- поддерживает заданное положение пациента во время операции
- помогает при подготовке к операции
- лёгкая чистка
- размер: 400x350x230 мм





SS6110
Кольцо под голову (детское), гель-пена
SS6111
Кольцо под голову (детское), гель

- для положения лёжа на спине
- защищает голову, лицо, шею и уши пациента во время проведения всех типов операций
- облегчает давление на голову
- размер: 140x60x35 мм



SS6120
Кольцо под голову (для взрослых), гель-пена
SS6121
Кольцо под голову (для взрослых), гель

- для положения лёжа на спине
- защищает голову, лицо, шею и уши пациента во время проведения всех типов операций
- облегчает давление на голову
- размер: 200x75x45 мм



SS6130
Кольцо под голову в форме подковы (детское), гель-пена
SS6131
Кольцо под голову в форме подковы (детское), гель

- для положения лёжа на животе
- предназначено для защиты головы и лица пациента во время операции
- лёгкий доступ для проведения хирургической интубации
- размер: 140x60x35 мм



SS6140
Кольцо под голову в форме подковы (для взрослых), гель-пена
SS6141
Кольцо под голову в форме подковы (для взрослых), гель

- для положения лёжа на животе
- предназначено для защиты головы и лица пациента во время операции
- лёгкий доступ для проведения хирургической интубации
- размер: 200x75x45 мм





SS6150

Подголовник для положения лёжа на животе, гель-пена

SS6151

Подголовник для положения лёжа на животе, гель

- для положения лёжа на животе
- обеспечивает отличное удобство, устойчивость и поддержку во время проведения операций
- размер: 280x230x145 мм



SS6160

Подкладка под голову, гель-пена

SS6161

Подкладка под голову, гель

- для положения лёжа на спине
- защищает голову, лицо, шею и уши
- обеспечивает удобное и устойчивое заданное положение во время проведения всех типов операций
- размер: 270x230x70 мм



SS6211

Подкладка к опоре для руки, гелевая

- защищает руку и кисть пациента на опоре для руки и на операционном столе
- обеспечивает безупречное облегчение давления на руку во время различных хирургических процедур
- рекомендуется к использованию с формованной подушкой к опоре для руки
- размер: 600x125x20 мм



SS6220

Контурная подкладка к опоре для руки, гель-пена

SS6221

Контурная подкладка к опоре для руки, гелевая

- защищает руку и кисть пациента на опоре для руки
- предназначена для обеспечения дополнительной опоры и устойчивости
- размер: 520x150x55 мм



SS6230

Подпяточная подушка с чехлом, гель-пена

- защищает пятки пациента
- эргономичная конструкция с застёжкой «липучка»
- обволакивание голень и пятки обеспечивает устойчивое положение
- наполнитель из пены, геля и воздуха обеспечивает отличное снижение давления на пятку
- включает в себя одну подушку с чехлом
- размер: 390x260x50 мм



SS6240

Комплект подпяточных опор, гель-пена

SS6241

Комплект подпяточных опор, гель

- защищает пятки пациента
- облегчённые подпяточные опоры обеспечивают максимальное удобство и опору
- включает в себя две подкладки
- размер: 200x110x70 мм



SS6251

Комплект подкладок к упорам для ног, гель

- защищают ноги пациента в литотомическом положении
- предназначены для использования со встроенной подушкой к для ног
- включает в себя две подкладки
- размер: 400x250x10 мм





SS6310

Валик для грудной клетки (короткий), гель-пена
SS6311

Валик для грудной клетки (длинный), гель

- для положения лёжа на животе
- обеспечивает облегчение давления на тело и защищает от образования пролежней
- размер: 300x150x100 мм




SS6320

Валик для грудной клетки (длинный), гель-пена
SS6321

Валик для грудной клетки (длинный), гель

- для положения лёжа на животе
- обеспечивает облегчение давления на тело и защищает от образования пролежней



SS6330

Подкладка для операционного стола, гель-сетчатая ткань

- выполнена из мягкого геля с чехлом из 3D воздушно-сетчатой ткани
- тысячи волокон не позволяют телу пациента контактировать с поверхностью операционного стола
- выступающий наверх мягкий гель защищает кожу во время длительных операций
- обеспечивает уменьшение давления на тело и удобство позиционирования
- размер: 500x500x20 мм



SS6331

Подкладка для операционного стола, гелевая

- различные виды использования при размещении пациента
- мягкая, гибкая и удобная
- значительно снижает давление на тело от всех типов поверхности
- размер: 500x500x10 мм

