

Петлевые электроды

95°C

134°C



Автоклавируемые

- Оптимальный продукт для безопасной абляции и резекции поверхностных изменений и кожных структур
- Безопасность и простота использования
- Короткое время операции


Дерматология

Монопольные электроды с коннектором 1,6 мм

∅ 1.6 mm

Показания к применению:

- Бородавка
- Невус
- Возрастные пятна
- Ринофима
- Поверхностные изменения кожи



Монопольные электроды с коннектором 2,4 мм

∅ 2.4 mm



Петлевые электроды

Дерматология


Показания к применению:

- Бородавка
- Невус
- Возрастные пятна
- Ринофима
- Поверхностные изменения кожи

∅ 2.4 mm



Вариант применения с 20



Монопольные электроды с коннектором 4.0 мм

∅ 4.0 mm

