


# Шкафы вытяжные


Шкаф вытяжной

ДМ2-004-07



Шкаф вытяжной

ДМ2-004-08



## В комплект вытяжных шкафов входит:

- Канальный вентилятор.
- Расход воздуха 360 м<sup>3</sup>/ч. Мощность 82 Вт.
- Взрывобезопасный светильник IP65 (2 x 18 Вт).
- Дифференциальный автомат. 220 В, 16 А / 30 мА.
- Розетка с крышкой 2 шт.
- Двухклавишный выключатель.
- Воздуховод гибкий 3 метра. Ø 125 мм.
- Фланец Ø 125 мм 1 шт.
- Хомуты 2 шт.


## Дополнительная комплектация:

- Мойка из литьевого мрамора pp 400 x 400 мм, глубина 250 мм.
- Сливная раковина из литьевого мрамора pp 250 x 100 мм глубина 150 мм.
- Смеситель однорычажный тип Евро.
- Смеситель с высоким изливом.
- Смеситель локтевой.
- Сифон лабораторный.
- Кран для подвода горючих, технических газов, сжатого воздуха, пара, вакуума. Устанавливается в столешницу.
- Полка на заднюю стенку шкафа из влагостойкого пластика.
- Бактерицидный облучатель.
- Противовзрывные клапаны.
- Двухкомфорочная электроплита.
- Столешница «DURCON». Отличается высокой устойчивостью к большинству агрессивных химических соединений. Устойчив к воздействию высоких и низких температур.

# Шкафы вытяжные

Шкаф вытяжной

ДМ2-004-09



Шкаф вытяжной

ДМ2-004-10

