


Принадлежности для операционных столов

Общие принадлежности



Принадлежности для операционных столов

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680

mindray
healthcare within reach



Принадлежности для операционных столов

Принадлежности для операционного стола от компании Mindray характеризуются практичностью и функциональностью, гибкостью и универсальностью, а также высокой надежностью. Разработанные в тесном сотрудничестве с конечными пользователями, эти принадлежности удовлетворяют любые потребности позиционирования в хирургии и позволяют поместить пациента в оптимальное положение, удобное и для него, и для хирурга.

В операционных столах и принадлежностях мы используем высококачественную нержавеющую сталь. Все подушки и пластины рентгенопрозрачные и позволяют хирургам осуществлять контроль с помощью С-дуги рентгеновского аппарата.

Во избежание травмирования нежных частей тела пациентов мы предлагаем гелевые подушки для укладки пациентов в

Содержание

Страница

- | | |
|---|-------|
| ● Общие принадлежности | 2-11 |
| ● Принадлежности для ортопедии | 12-13 |
| ● Гелевые подушки | 14-17 |
| ● Список соответствия принадлежностей и операционных столов | 18-19 |

Принадлежности для операционных столов

Общие принадлежности



Универсальные принадлежности гарантируют оптимальное расположение пациентов



Принадлежности для урологии и гинекологии



Принадлежности облегчают хирургию и делают ее минимально инвазивной



Принадлежности для отоларингологии и нейрохирургии

Принадлежности для операционных столов

Общие принадлежности



Номер по каталогу: 0092-30-102646
Наименование принадлежности: опора для руки с функцией поворота в горизонтальное положение, моноблочная, со встроенными зажимом, подушкой и двумя фиксирующими ремнями
Применение: для поддержки и фиксации руки пациента во избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 550×140×140 мм
Вес (кг): 2,1 кг



Номер по каталогу: 0092-30-102634
Наименование принадлежности: опора для руки с функциями подъема, опускания и поворота, моноблочная, с одним радиальным универсальным зажимом для большого веса, подушкой и двумя фиксирующими ремнями
Применение: для поддержки и фиксации руки пациента во избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 600×210×170 мм
Вес (кг): 2,1 кг
Сопрягаемые детали: 1.0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)
2.0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)



Номер по каталогу: 0092-30-102648
Наименование принадлежности: опора для руки в положении лежа на боку, с моноблочным радиальным универсальным зажимом и подушкой
Применение: для поддержки и фиксации плеча пациента в положении лежа на боку
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 540×450×130 мм
Вес (кг): 2,4 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)



Номер по каталогу: 0092-30-102658
Наименование принадлежности: универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)
Применение: крепится к боковым перилам и служит для подсоединения принадлежностей к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 160×120×60 мм
Вес (кг): 1 кг



Номер по каталогу: 0092-30-102656
Наименование принадлежности: универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)
Применение: крепится к боковым перилам и служит для подсоединения принадлежностей к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 160×120×70 мм
Вес (кг): 0,9 кг



Номер по каталогу: 0092-30-102655
Наименование принадлежности: универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, квадратный)
Применение: крепится к боковым перилам и служит для подсоединения принадлежностей к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 120×100×90 мм
Вес (кг): 0,6 кг



Номер по каталогу: 0092-30-102657
Наименование принадлежности: универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)
Применение: крепится к боковым перилам и служит для подсоединения принадлежностей к столу
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 90×50×50 мм
Вес (кг): 0,4 кг



Номер по каталогу: 115-005689-00
Наименование принадлежности: U-образная рамка для анестезии, с зажимами
Применение: для подвешивания шторы во время операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 580×12×685 мм
Вес (кг): 1,5 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102657, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)

Принадлежности для операционных столов

Общие принадлежности



Номер по каталогу: 0092-30-102645
Наименование принадлежности: рамка для анестезии, моноблочная, с квадратным зажимом для малого веса
Применение: для подвешивания шторки во время операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 680×590×90 мм
Вес (кг): 1,5 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102657, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)



Номер по каталогу: 0092-30-102654
Наименование принадлежности: рамка для анестезии Г-образной формы, с двумя регулируемыми трубками и моноблочным радиальным универсальным зажимом для большого веса
Применение: для подвешивания шторки во время операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 890×650×560 мм
Вес (кг): 2,7 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)



Номер по каталогу: 0092-30-102643
Наименование принадлежности: стойка для вливания с моноблочным радиальным универсальным зажимом для большого веса
Применение: для подвешивания пакета с вливаемым препаратом во время процедуры
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 870×280×90 мм
Вес (кг): 1,8 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)



Номер по каталогу: 0092-30-102640
Наименование принадлежности: ремень для тела, моноблочный
Применение: для фиксации тела пациента к столу во время операции



Номер по каталогу: 0092-30-102635
Наименование принадлежности: моноблочная опора для ноги большого веса, с моноблочным радиальным зажимом для большого веса, подушкой и моноблочным фиксирующим ремнем
Применение: для поддержки и фиксации ноги пациента
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 670×220×340 мм
Вес (кг): 3,6 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)



Номер по каталогу: 0092-30-102647
Наименование принадлежности: опора для ноги малого веса, парная, с радиальным универсальным зажимом
Применение: для поддержки и фиксации ноги пациента
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 620×200×310 мм
Вес (кг): 2,4 кг
Сопрягаемые детали: 1. 0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)

Номер по каталогу: 115-005685-00 (115-005683-00, полиуретан)
Наименование принадлежности: односекционная ножная плита для матраса с сердцевинной специальной формы (Special Form Core —SFC)
Применение: для поддержки ноги с помощью односекционной плиты во время операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 620×590×130 мм
Вес (кг): 12,5 кг



Номер по каталогу: 0092-30-102649
Наименование принадлежности: простая опора для плеча (парная, для левого и правого плеча, с квадратными универсальными зажимами и подушками)
Применение: для поддержки плеча пациента во избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 340×190×150 мм
Вес (кг): 1,5 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102657, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)



Номер по каталогу: 0092-30-102637
Наименование принадлежности: опора с подушкой для левого плеча (моноблочная, для большого веса, с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой)
Наименование принадлежности: опора с подушкой для правого плеча (для большого веса, моноблочная, с квадратным универсальным зажимом)

Применение: для поддержки плеча пациента во избежание неожиданных движений
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 370×240×120 мм
Вес (кг): 1,8 кг

Сопрягаемые детали: 0092-30-102655, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, квадратный)

Принадлежности для операционных столов

Общие принадлежности



Номер по каталогу: 0092-30-102638
Наименование принадлежности: опора для крупного тела с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой
Применение: для поддержки тела пациента во избежание неожиданных движений
Размеры (ДхШхВ) (мм): 400х360х90 мм
Вес (кг): 2,3 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102655, универсальный зажим

Номер по каталогу: 0092-30-102669
Наименование принадлежности: опора для некрупного тела с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой
Применение: для поддержки тела пациента во избежание неожиданных движений
Размеры (ДхШхВ) (мм): 370х340х90 мм
Вес (кг): 1,8 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102655, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, квадратный)



Номер по каталогу: 0092-30-102642
Наименование принадлежности: переходник подголовника для нейрохирургии
Применение: для подсоединения регулируемого подголовника подковообразной формы (115-005695-00) к столу
Размеры (ДхШхВ) (мм): 630х120х55 мм
Вес (кг): 3,5 кг



Номер по каталогу: 0092-30-102650
Наименование принадлежности: двухсекционная опора для тела с парой квадратных универсальных зажимов и подушкой
Применение: для поддержки тела пациента во избежание неожиданных движений
Размеры (ДхШхВ) (мм): 460х280х80 мм
Вес (кг): 2 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102657, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)



Номер по каталогу: 115-005695-00
Наименование принадлежности: регулируемый подковообразный подголовник
Применение: поддержка головы пациента для устойчивости стола во время нейрохирургической операции
Следует выбирать вместе с переходником подголовника для нейрохирургии
Размеры (ДхШхВ) (мм): 220х500х400 мм
Вес (кг): 2,8 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102642, переходник подголовника для нейрохирургии



Номер по каталогу: 0092-30-102636
Наименование принадлежности: опора для левой ступни с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой
Номер по каталогу: 0092-30-102667
Наименование принадлежности: плита для правой ступни (для большого веса, моноблочная, с квадратным универсальным зажимом)
Применение: для поддержки ступни пациента во избежание неожиданных движений
Размеры (ДхШхВ) (мм): 430х30х80 мм
Вес (кг): 3,1 кг
Сопрягаемые детали: 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)



Номер по каталогу: 0092-30-102641
Наименование принадлежности: фиксатор рентгеновской кассеты (подходит для нескольких размеров)
Применение: для фиксации рентгеновской кассеты над столом
Размеры (ДхШхВ) (мм): 420х270х100 мм
Вес (кг): 2,5 кг



Номер по каталогу: 115-005697-00
Наименование принадлежности: дренажный таз для гинекологии и урологии
Применение: для слива отходов в положении для литотомии
Размеры (ДхШхВ) (мм): 430х355х280 мм
Вес (кг): 2,8 кг



Номер по каталогу: 0092-30-102644
Наименование принадлежности: ножной переключатель
Применение: для управления подъемом/опусканием стола, наклоном головного конца стола вверх/вниз (положение Тренделенбурга/обратное положение Тренделенбурга), поворотом стола влево/вправо

Принадлежности для операционных столов

Общие принадлежности



Номер по каталогу: 115-007043-00
Наименование принадлежности: держатель ноги с петлями
Применение: для поддержки ноги пациента в положении для литотомии
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 235×45×830 мм
Вес (кг): 2,5 кг
Спрягаемые детали: 1. 0092-30-102658, универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)
2. 0092-30-102656, универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)



Номер по каталогу: 115-007053-00
Наименование принадлежности: браслет
Применение: крепится к боковым перилам с целью фиксации руки пациента
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 220×110×20 мм
Вес (кг): 0,7 кг



Номер по каталогу: 115-007045-00
Наименование принадлежности: плита для операции на глазах
Применение: для поддержки головы пациента и руки хирурга во время операции
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 525×315×370 мм
Вес (кг): 3,3 кг
Спрягаемые детали: 0092-30-102642, переходник подголовника для нейрохирургии



Номер по каталогу: 115-007047-00
Наименование принадлежности: стол для операций на руках
Применение: для поддержки руки пациента и руки хирурга
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 350×800×715 мм
Вес (кг): 8 кг



Номер по каталогу: 115-007049-00
Наименование принадлежности: устройство для позиционирования прямой кишки
Применение: для поддержки тазобедренного сустава и коленей пациента во время ректальной хирургии
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 615×620×615 мм
Вес (кг): 5,5 кг



Номер по каталогу: 0092-30-102639
Наименование принадлежности: подушка для операций на межпозвоночном диске (из пеноматериала с эффектом памяти, моноблочная)
Применение: для поддержки тела пациента в положении для операции на межпозвоночном диске
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 520×350×110 мм



Номер по каталогу: 115-007051-00
Наименование принадлежности: ремень для подвески рук
Применение: крепится к рамке для анестезии с целью подвешивания руки пациента
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 270×120×5 мм
Вес (кг): 0,1 кг



Номер по каталогу: 115-008220-00
Наименование принадлежности: тележка для принадлежностей
Применение: размещение принадлежностей общего назначения для операционного стола
Размеры (Д×Ш×В) (мм): 600×700×1200 мм
Вес (кг): 22 кг

Принадлежности для операционных столов

Принадлежности для ортопедии



Номер по каталогу: 115-007057-00

Наименование принадлежности: раздвижной узел для бедра в положении лежа на боку

Применение: для поддержки голени во время операции и обеспечения доступа к рентгеновскому сканированию

Размеры (Д×Ш×В) (мм): 500×500×400 мм

Вес (кг): 12 кг



Раздвижная опорная плита



Стойка для вытяжения бедра



Зажим со скобой для тягового усилия



Универсальная опора для помещения голени в положение для вытяжения проволокой через мыщелок



Узел опоры для ступни



Углеродное волокно



Раздвижное устройство для бедра в положении лежа на боку, доступ для С-дуги



Раздвижное устройство для голени в положении лежа на спине, доступ для С-дуги



Раздвижное устройство для бедра в положении лежа на спине, доступ для С-дуги



Зажим со скобой для тягового усилия



Стойка для вытяжения большеберцовой и малоберцовой кости



Винтовой переходник раздвижного устройства



Опора для ноги

Номер по каталогу: 115-007055-00

Наименование принадлежности: раздвижной узел для голени

Применение: для вытяжения большеберцовой и малоберцовой кости

Размеры (Д×Ш×В) (мм): 750×350×150 мм

Вес (кг): 5 кг

Сопрягаемые детали: 115-005691-00, ортопедический раздвижной узел, и 115-005780-00, тележка для перевозки



Номер по каталогу: 115-009425-00

Наименование принадлежности: ортопедическое раздвижное устройство с тележкой для перевозки

Применение: для вытяжения ноги во время ортопедической хирургии и обеспечения доступа к рентгеновскому сканированию

Размеры (Д×Ш×В) (мм): 1910×510×810 мм

Вес (кг): тележка для перевозки — 10 кг,

ортопедическое раздвижное устройство — 46 кг

Принадлежности для операционных столов


Гелевые подушки



Гелевые подушки вместе с другими принадлежностями гарантируют оптимальное положение и максимальную защиту пациентов



Гелевые подушки и другие принадлежности для операций на межпозвоночных дисках



115-005864-00 Подушки для головы в положении лицом вниз (28×24×14 см)
115-005830-00 Подушки для головы в положении лицом вниз (25×20×10 см)



115-005872-00 Тороидальные головные подушки (20×7×7 см)
115-005873-00 Тороидальные головные подушки (20×7×5 см)
115-005874-00 Тороидальные головные подушки (14×5×3 см)
115-005875-00 Тороидальные головные подушки (10×4×2,5 см)
115-005876-00 Тороидальные головные подушки (8×3×2 см)
115-005877-00 Тороидальные головные подушки (20×7×3 см)
115-005878-00 Тороидальные головные подушки (14×7×2,5 см)



115-005885-00 Подковообразные головные подушки (20×7×7 см)
115-005886-00 Подковообразные головные подушки (20×7×5 см)
115-005887-00 Подковообразные головные подушки (14×5×3 см)
115-005888-00 Подковообразные головные подушки (10×4×2,5 см)
115-005889-00 Подковообразные головные подушки (8×3×2 см)
115-005890-00 Подковообразные головные подушки (20×7×3 см)



115-005892-00 Универсальные подушки для положения лежа на спине



115-005896-00 Для операций на глазах (23×23×4 см)
115-005897-00 Для операций на глазах (22×19×6 см)
115-005898-00 Для операций на глазах (24×22×7 см)



115-005900-00 Универсальные головные подушки (25×23×6 см)
115-005832-00 Универсальные головные подушки (25×18×3 см)



115-005904-00 Универсальные подушки для ручных опор (60×16×1 см)
115-005903-00 Универсальные подушки для ручных опор (40×16×1 см)




115-005906-00 Локтевые протекторы

Принадлежности для операционных столов

Гелевые подушки



115-005908-00
Запястные протекторы



115-005910-00
Боковые подушки



115-005811-00 Боковые подушки для рук/ног (50×15×4 см)
115-005812-00 Боковые подушки для рук/ног (40×15×4 см)




115-005814-00
Подушки для пятки (моноблочные)



115-005788-00
Подушки для положения лицом вниз



115-005790-00
Подушки для грудной клетки и тазовой кости



115-005818-00 Универсальные квадратные подушки (30×20×1,5 см)
115-005819-00 Универсальные квадратные подушки (40×24×1,5 см)
115-005820-00 Универсальные квадратные подушки (50×30×1,5 см)



115-005822-00
Наколенные протекторы



115-005792-00
Подушка для бедра со специальными пузырьками




115-005794-00
Подушки для стоек травматологического стола



115-005796-00
Нательные протекторы



115-005805-00 Универсальные куполообразные подушки (50×15×7 см)
115-005808-00 Универсальные куполообразные подушки (50×10×7 см)
115-005806-00 Универсальные куполообразные подушки (50×10×4 см)
115-005804-00 Универсальные куполообразные подушки (30×10×4 см)
115-005807-00 Универсальные куполообразные подушки (30×10×7 см)
115-005803-00 Универсальные куполообразные подушки (30×15×7 см)



115-005826-00
Настольные подушки

Принадлежности для операционных столов

Список соответствия принадлежностей и операционных столов

● Означает, что данную принадлежность можно использовать с операционным столом соответствующей модели
○ Означает, что данную принадлежность нельзя использовать с операционным столом соответствующей модели

Номер по каталогу	Наименование принадлежности	HyBase 6100	HyBase 1000	Страница
0092-30-102646	Опора для руки с функцией поворота в горизонтальное положение, моноблочная, со встроенными зажимом, подушкой и двумя фиксирующими ремнями	●	●	4
0092-30-102634	Опора для руки с функциями подъема, опускания и поворота, моноблочная, с одним радиальным универсальным зажимом для большого веса, подушкой и двумя фиксирующими ремнями	●	●	4
0092-30-102648	Опора для руки в положении лежа на боку, с моноблочным радиальным универсальным зажимом и подушкой	●	●	4
0092-30-102658	Универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, радиальный)	●	●	4
0092-30-102656	Универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, радиальный)	●	●	5
0092-30-102655	Универсальный зажим (для большого веса, моноблочный, квадратный)	●	●	5
0092-30-102657	Универсальный зажим (для малого веса, моноблочный, квадратный)	●	●	5
115-005689-00	U-образная рамка для анестезии, с зажимами	●	●	5
0092-30-102645	Рамка для анестезии, моноблочная, с квадратным зажимом для малого веса	●	●	6
0092-30-102654	Рамка для анестезии Г-образной формы, с двумя регулирующими трубками и моноблочным радиальным универсальным зажимом для большого веса	●	●	6
0092-30-102643	Стойка для вливания с моноблочным радиальным универсальным зажимом для большого веса	●	●	6
0092-30-102640	Фиксирующий ремень, моноблочный	●	●	6
0092-30-102635	Моноблочная опора для ноги большого веса, с моноблочным радиальным зажимом для большого веса, подушкой и моноблочным фиксирующим ремнем	●	●	7
0092-30-102647	Опора для ноги малого веса, парная, с радиальным универсальным зажимом	●	●	7
115-005683-00	Односекционная ножная плита для полиуретанового матраса	●	○	7
115-005685-00	Односекционная ножная плита для матраса с сердцевинной специальной формы (Special Form Core —SFC)	●	○	7
0092-30-102649	Простая опора для плеча (парная, для левого и правого плеча, с квадратными универсальными зажимами и подушками)	●	●	7
0092-30-102637	Опора с подушкой для левого плеча (моноблочная, для большого веса, с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой)	●	●	7
0092-30-102671	Опора с подушкой для правого плеча (моноблочная, для большого веса, с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой)	●	●	7
0092-30-102638	Опора для крупного тела с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой	●	●	8
0092-30-102669	Опора для некрупного тела с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой	●	●	8
0092-30-102650	Двухсекционная опора для тела с парой квадратных универсальных зажимов и подушкой	●	●	8
0092-30-102636	Опора для левой ступни с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой	●	●	8
0092-30-102667	Опора для правой ступни с моноблочным квадратным универсальным зажимом для большого веса и подушкой	●	●	8
115-005697-00	Дренажный таз для гинекологии и урологии	●	●	8
0092-30-102642	Переходник подголовника для нейрохирургии	●	○	9
115-005695-00	Регулируемый подголовник подковообразной формы	●	○	9
0092-30-102641	Фиксатор рентгеновской кассеты (подходит для нескольких размеров)	●	○	9
0092-30-102644	Ножной переключатель	●	○	9
115-007043-00	Пара держателей ноги с петлями, с моноблочным радиальным универсальным зажимом для малого веса	●	●	10
115-007045-00	Плита для операции на глазах	●	●	10
115-007049-00	Устройство для позиционирования прямой кишки	●	●	10
115-007051-00	Ремень для подвески рук, крепящийся к рамке для анестезии	●	●	10
115-007053-00	Браслет, с моноблочным квадратным универсальным зажимом	●	●	11
115-007047-00	Стол для операций на руках	●	●	11
0092-30-102639	Подушка для операций на межпозвоночном диске (из пеноматериала с эффектом памяти, моноблочная)	●	●	11
115-008220-00	Тележка для принадлежностей	●	●	11
115-007055-00	Раздвижной узел для голени	●	○	13
115-007057-00	Раздвижной узел для бедра в положении лежа на боку	●	○	12
115-009425-00	Ортопедическое раздвижное устройство (с тележкой для перевозки)	●	○	13
115-005864-00	Подушки для головы в положении лицом вниз (28×24×14 см)	●	●	15
115-005830-00	Подушки для головы в положении лицом вниз (25×20×10 см)	●	●	15

Номер по каталогу	Наименование принадлежности	HyBase 6100	HyBase 1000	Страница
115-005872-00	Тороидальные головные подушки (20×7×7 см)	●	●	15
115-005873-00	Тороидальные головные подушки (20×7×5 см)	●	●	15
115-005874-00	Тороидальные головные подушки (14×5×3 см)	●	●	15
115-005875-00	Тороидальные головные подушки (10×4×2,5 см)	●	●	15
115-005876-00	Тороидальные головные подушки (8×3×2 см)	●	●	15
115-005877-00	Тороидальные головные подушки (20×7×3 см)	●	●	15
115-005878-00	Тороидальные головные подушки (14×7×2,5 см)	●	●	15
115-005885-00	Подковообразные головные подушки (20×7×7 см)	●	●	15
115-005886-00	Подковообразные головные подушки (20×7×5 см)	●	●	15
115-005887-00	Подковообразные головные подушки (14×5×3 см)	●	●	15
115-005888-00	Подковообразные головные подушки (10×4×2,5 см)	●	●	15
115-005889-00	Подковообразные головные подушки (8×3×2 см)	●	●	15
115-005890-00	Подковообразные головные подушки (20×7×3 см)	●	●	15
115-005892-00	Универсальные подушки для положения лежа на спине	●	●	15
115-005896-00	Для операций на глазах (23×23×4 см)	●	●	15
115-005897-00	Для операций на глазах (22×19×6 см)	●	●	15
115-005898-00	Для операций на глазах (24×22×7 см)	●	●	15
115-005900-00	Универсальные головные подушки (25×23×6 см)	●	●	15
115-005832-00	Универсальные головные подушки (25×18×3 см)	●	●	15
115-005903-00	Универсальные подушки для ручных опор (40×16×1 см)	●	●	15
115-005904-00	Универсальные подушки для ручных опор (60×16×1 см)	●	●	15
115-005906-00	Локтевые протекторы	●	●	15
115-005908-00	Запястные протекторы	●	●	15
115-005910-00	Боковые подушки	●	●	16
115-005788-00	Подушки для положения лицом вниз	●	●	16
115-005790-00	Подушки для грудной клетки и тазовой кости	●	●	16
115-005792-00	Подушка для бедра со специальными пузырьками	●	●	16
115-005794-00	Подушки для стоек травматологического стола	●	●	16
115-005796-00	Нательные протекторы	●	●	16
115-005803-00	Универсальные куполообразные подушки (30×15×7 см)	●	●	16
115-005804-00	Универсальные куполообразные подушки (30×10×4 см)	●	●	16
115-005805-00	Универсальные куполообразные подушки (50×15×7 см)	●	●	16
115-005806-00	Универсальные куполообразные подушки (50×10×4 см)	●	●	16
115-005807-00	Универсальные куполообразные подушки (30×10×7 см)	●	●	16
115-005808-00	Универсальные куполообразные подушки (50×10×7 см)	●	●	16
115-005811-00	Боковые подушки для рук/ног (50×15×4 см)	●	●	17
115-005812-00	Боковые подушки для рук/ног (40×15×4 см)	●	●	17
115-005814-00	Подушки для пятки (моноблочные)	●	●	17
115-005818-00	Универсальные квадратные подушки (30×20×1,5 см)	●	●	17
115-005819-00	Универсальные квадратные подушки (40×24×1,5 см)	●	●	17
115-005820-00	Универсальные квадратные подушки (50×30×1,5 см)	●	●	17
115-005822-00	Наколенные протекторы	●	●	17
115-005826-00	Настольные подушки	●	●	17