



MOTOMED GRACILE 12

ТРЕНАЖЕР АКТИВНО-ПАССИВНОЙ МЕХАНОТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Модель для детей MOTomed gracile12 является единственным моторизованным тренажером для активно-пассивной двигательной механотерапии, который рассчитан на все потребности детей. Расстояние между платформами педалей тренажера MOTomed gracile12 сокращено и составляет всего 12 см, поэтому на нем могут заниматься даже маленькие дети, подростки или люди небольшого роста.

Такая конструкция предотвращает перенапряжение в тазобедренных и коленных суставах. Регулируемые по высоте платформы педалей можно настраивать в оптимальную позицию в зависимости от длины ног. Таким образом тренажер MOTomed gracile12 сможет расти вместе с вашим ребенком.

Тренажер выпускается в двух вариантах: только для тренировки ног, а также модель для тренировки верхних и нижних конечностей. Блок для рук может вращаться на 180°. Он позволяет укрепить мышцы рук, верхней части тела и плеч, а также дыхательные мышцы.

MOTOmed gracile12 – единственный тренажер для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей для детей любого возраста.



ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка тренажера под рост и особенности ребенка
- Два варианта исполнения: механотерапия нижних конечностей, механотерапия верхних и нижних конечностей
- Анимированная программа тренировок MOTOmax
- Наличие функций безопасности («Распознавание спастики», «Снятие спазмов», «Защита движения»)
- Небольшое расстояние между платформами педалей от 12 см, рассчитанное специально для детей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (модель для рук и ног) 60-88×55×99-114 см

Габаритные размеры (модель для ног) 68-85×55×76-106 см

Вес (модель для рук и ног) 33 кг

Вес (модель для ног) 25 кг

Максимальный допустимый вес пользователя 90 кг



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Базовая комплектация – тренажер для ног

Оptionальная комплектация – тренажер для рук и ног

Педиатрические безопасные педали-платформы

Шатуны с 2-ступенчатой регулировкой радиуса вращения педалей