

SuperGliss® non-stick



Die MicroTip-Geometrie lässt die Isolation aus dem Blickfeld verschwinden und ermöglicht die Sicht durch die Spitzen.

The MicroTip geometry makes the insulation disappear from the surgeon's sight and opens up the view through the tips.



Die klassische Plateau-Spitzenform verleiht den Instrumenten eine gute Griffigkeit und ermöglicht Präparation, Fassen und Koagulieren größerer Strukturen oder Gefäße.

The classic plateau shape is designed to grasp, manipulate and coagulate selected tissue.



Leichtes und angenehmes Präparieren dank Guide-Stop™. Das Instrument erhält eine Vorspannung, die das Präparieren erleichtert. Die Spitzen werden präzise zusammengeführt.

Easy and comfortable dissection due to Guide-Stop™. The spring force of the instrument facilitates dissection. The instrument closes precisely tip to tip.



MicroTip

0.2 mm
78 04 37 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 04 37 50S

MicroTip

0.4 mm
78 02 37 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 37 50S

MicroTip

0.7 mm
78 02 38 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 38 50S

Classic

0.7 mm
45° gewinkelt
45° angled
78 02 39 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 39 50S

Classic

1.0 mm
78 02 43 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 43 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	12,0 cm (4,75")	11,0 cm (4,25")
Arbeitslänge Working length	3,0 cm (1,25")	3,0 cm (1,25")



MicroTip

0.2 mm
78 24 54 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 24 54 50S

MicroTip

0.4 mm
78 21 54 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 54 50S

MicroTip

0.7 mm
78 21 52 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 52 50S

Classic

1.0 mm
30° gewinkelt
30° angled
78 21 51 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 51 50S

Classic

1.0 mm
30° gewinkelt
30° angled
78 21 57 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 57 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	16,5 cm (6,5")	15,5 cm (6,1")
Arbeitslänge Working length	3,1 cm (1,2")	3,1 cm (1,2")



MicroTip

0.2 mm
78 05 99 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 05 99 50S

MicroTip

0.4 mm
78 02 99 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 99 50S

MicroTip

0.7 mm
78 02 91 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 91 50S

MicroTip

1.0 mm
78 02 98 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 98 50S

MicroTip

1.2 mm
78 02 92 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 92 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	25,0 cm (9,75")	24,0 cm (9,5")
Arbeitslänge Working length	13,5 cm (5,25")	13,5 cm (5,25")



Classic

0.7 mm
45° n. u. gewinkelt
45° angled upwards
78 02 94 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 94 50S

Classic

0.7 mm
45° n. u. gewinkelt
45° angled upwards
78 02 96 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 96 50S

Classic

1.2 mm
45° n. u. gewinkelt
45° angled upwards
78 02 95 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 95 50S

Classic

1.2 mm
45° n. u. gewinkelt
45° angled upwards
78 02 97 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 97 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	25,0 cm (9,75")	24,0 cm (9,5")
Arbeitslänge Working length	13,5 cm (5,25")	13,5 cm (5,25")



MicroTip

0.2 mm
78 04 54 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 04 54 50S

MicroTip

0.4 mm
78 01 54 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 54 50S

MicroTip


0.7 mm
78 01 52 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 52 50S

Classic

1.0 mm
78 01 51 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 51 50S

Classic

1.0 mm
30° gewinkelt
30° angled
78 01 57 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 57 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	18,5 cm (7,25")	17,5 cm (7,0")
Arbeitslänge Working length	4,5 cm (1,75")	4,5 cm (1,75")



MicroTip

0.2 mm
78 04 79 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 04 79 50S

MicroTip

0.4 mm
78 01 79 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 79 50S

MicroTip

0.7 mm
78 01 72 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 72 50S

Classic

1.0 mm
78 01 71 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 71 50S

Classic

1.0 mm
30° gewinkelt
30° angled
78 01 75 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 75 50S

Classic

2.0 mm
30° gewinkelt
30° angled
78 01 76 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 76 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	20,0 cm (8,0")	19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge Working length	6,0 cm (2,5")	6,0 cm (2,5")



Classic

2.0 mm
78 01 78 50
nach Meuser
Spitze 2 mm
type „Meuser“
tip 2 mm
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 78 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	18,0 cm (7,0")	17,0 cm (6,75")
Arbeitslänge Working length	5,0 cm (2,0")	5,0 cm (2,0")




Classic

1.5 mm
78 02 71 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 71 50S

Classic

2.0 mm
78 02 72 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 72 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	23,0 cm (9,0")	22,0 cm (8,75")
Arbeitslänge Working length	9,0 cm (3,5")	9,0 cm (3,5")



Classic

1.0 mm
30° gewinkelt
30° angled
78 02 75 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 75 50S

Classic

2.0 mm
30° gewinkelt
30° angled
78 02 76 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 76 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector
Gesamtlänge Total length	26,0 cm (10,25")
Arbeitslänge Working length	12,0 cm (4,75")



Classic

2.5 mm
78 02 81 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 02 81 50S



	EU-Flachstecker EU flat connector
Gesamtlänge Total length	28,0 cm (11,0")
Arbeitslänge Working length	14,0 cm (5,5")



MicroTip

0.2 mm
78 04 49 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 04 49 50S

MicroTip

0.4 mm
78 01 49 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 49 50S

MicroTip

0.7 mm
78 01 48 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 48 50S



EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	15,5 cm (6,0")	14,5 cm (5,75")	14,5 cm (5,75")
Arbeitslänge Working length	4,0 cm (1,5")	4,0 cm (1,5")	4,0 cm (1,5")



MicroTip

0.2 mm
78 04 69 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 04 69 50S

MicroTip

0.4 mm
78 01 69 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 69 50S

MicroTip

0.7 mm
78 01 68 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 68 50S

Classic

1.0 mm
78 01 67 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 67 50S



EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	17,0 cm (6,75")	16,0 cm (6,25")	16,0 cm (6,25")
Arbeitslänge Working length	5,5 cm (2,25")	5,5 cm (2,25")	5,5 cm (2,25")



MicroTip

0.2 mm
78 24 89 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 24 89 50S

MicroTip

0.4 mm
78 21 89 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 89 50S

MicroTip

0.7 mm
78 21 83 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 83 50S

Classic

1.0 mm
78 21 81 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 81 50S

Classic

1.2 mm
78 21 84 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 84 50S

Classic

2.0 mm
78 21 82 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 21 82 50S



EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	20,0 cm (8,0")	19,0 cm (7,5")	19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge Working length	8,5 cm (3,25")	8,5 cm (3,25")	8,5 cm (3,25")



Classic

1.2 mm
45° n. u. gwinkelt
45° angled down.
78 22 85 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 22 85 50S

Classic

1.2 mm
45° n. o. gwinkelt
45° angled upwards
78 22 86 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 22 86 50S



EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	20,0 cm (8,0")	19,0 cm (7,5")	19,0 cm (7,5")
Arbeitslänge Working length	8,5 cm (3,25")	8,5 cm (3,25")	8,5 cm (3,25")



MicroTip

0.2 mm
78 04 99 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 04 99 50S

MicroTip

0.4 mm
78 01 99 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 99 50S

MicroTip

0.7 mm
78 01 91 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 91 50S

Classic

1.0 mm
78 01 98 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 98 50S

Classic

1.2 mm
78 01 92 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 92 50S

Classic

2.0 mm
78 01 93 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 93 50S



EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	23,0 cm (9,0")	22,0 cm (8,75")	22,0 cm (8,75")
Arbeitslänge Working length	11,5 cm (4,5")	11,5 cm (4,5")	11,5 cm (4,5")



Classic

0.7 mm
45° n. o. gwinkelt
45° angled upwards
78 01 94 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 94 50S

Classic

0.7 mm
45° n. u. gwinkelt
45° angled down.
78 01 96 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 96 50S

Classic

1.2 mm
45° n. o. gwinkelt
45° angled upwards
78 01 95 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 95 50S

Classic

1.2 mm
45° n. u. gwinkelt
45° angled down.
78 01 97 50
mit US 2-Pin-Stecker:
with US 2-pin connector:
78 01 97 50S



EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector	EU-Flachstecker EU flat connector	US 2-Pin-Stecker US 2-pin connector
Gesamtlänge Total length	23,0 cm (9,0")	22,0 cm (8,75")	22,0 cm (8,75")
Arbeitslänge Working length	11,5 cm (4,5")	11,5 cm (4,5")	11,5 cm (4,5")