

Зажимы

Наш широкий ассортимент изделий включает в себя качественные зажимы для фиксации на рельсах операционного стола - от простых зажимов с быстрым креплением до многоцелевых поворотных зажимов. Мы предлагаем варианты зажимов, как под круглые, так и под плоские стержни принадлежностей. Проектирование и производство зажимов в компании Lojer сконцентрировано, в частности, на практичности и функциональности их использования в различных ситуациях. Большой ассортимент наших изделий позволяет легко найти как раз тот зажим, который необходим в каждом конкретном случае.

Зажимы выполнены либо из нержавеющей стали, либо из анодированного алюминия. Алюминиевые реечные зажимы всегда представляют собой регулировочные и запирающие рычаги, выполненные из антимикробной латуни (с использованием материалов, утверждённых Агентством по охране окружающей среды (США)).



CL1010

Зажим с быстрым креплением \varnothing 18 мм

- облегчённый алюминиевый зажим с быстрым креплением, удобный в обращении
- натяжной рычаг с антимикробным покрытием
- для использования со штангами диаметром 16-18 мм

EU
10x25



CL1110

Зажим с быстрым креплением \varnothing 20 мм

- облегчённый алюминиевый зажим с быстрым креплением, удобный в обращении
- натяжной рычаг с антимикробным покрытием
- для использования со штангами диаметром 18-20 мм

EU
10x25



CL1310

Многофункциональный зажим с быстрым креплением

- облегчённый, алюминиевый многофункциональный зажим, может использоваться с плоской штангой 6x25 мм и с круглой штангой \varnothing 18 мм
- натяжной рычаг с антимикробным покрытием

EU
10x25



CL2010
Зажим-замок Ø 18 мм

- лёгкий и удобный в обращении алюминиевый рычажный зажим
- натяжные рычаги с антимикробным покрытием
- для использования со штангами диаметром 16-18 мм

EU

10x25



CL2110
Зажим-замок Ø 18 мм, поворотный

- лёгкий и удобный в обращении алюминиевый поворотный рычажный зажим
- поворотная характеристика обеспечивает универсальную функциональность и возможность регулировки
- натяжные рычаги с антимикробным покрытием
- для использования со штангами диаметром 16-18 мм

EU

10x25



CL3010
Поворотный зажим для штанг Ø 20 мм

- нержавеющая сталь
- для использования со штангами диаметром 18-20 мм

EU

10x25



CL3110
Поворотный зажим для стержня Ø 20 мм, двойного натяжения

- отдельные рычаги натяжения для штанги приспособления и бокового рельса
- нержавеющая сталь
- для использования со штангами диаметром 18-20 мм

EU

10x25