

Производство медицинской мебели



**ZERTS**  
WINKELSATZ



# ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ

Мы производим оборудование немецкого качества в России

## ТЕЛЕЖКИ ZERTS

Полностью соответствуют всем требованиям медицинских стандартов  
Выполнены из высококачественного металла, что позволяет добиться максимальной прочности и продлить срок службы

Оборудованы двумя типами роликов TENTE:

- передние антистатические ролики 75 мм с тормозными механизмами для маневрирования и фиксации тележки
- задние ролики 150 мм для преодоления крупных препятствий

С полкой металлической колонной в основании позволяет скрыть провода и встроить розетки для медицинского оборудования



Тележка для системного блока с монитором и принтером

103-002-3

В комплектацию входит:  
шасси тележки, полка для системного блока, клавиатуры и принтера, стойка с кронштейном для монитора.

ширина	глубина	высота
560	650	1200

Тележка для ноутбука и принтера

103-002-4

В комплектацию входит:  
шасси тележки, полка для ноутбука и принтера, полка для ИБП.

ширина	глубина	высота
560	650	970



Тележка многофункциональная (1 полка и 2 корзины)

103-002-5

В комплектацию входит:  
шасси тележки, полка для оборудования, 2 корзины для аксессуаров.

ширина	глубина	высота
560	650	970



## ТЕЛЕЖКИ ZERTS



Тележка многофункциональная  
(2 полки и 1 корзина)

103-002-6

В комплектацию входит:  
шасси тележки, 2 полки для оборудования, корзина для аксессуаров.

ширина	глубина	высота
560	650	970

Тележка для радиохирургического  
аппарата CURIS

103-002-2K

В комплектацию входит:  
шасси тележки, полка для аппарата CURIS, корзина для аксессуаров, крючок для педали.

ширина	глубина	высота
560	650	970



Тележка для радиохирургического  
аппарата BM 780 II

103-002-25

В комплектацию входит:  
шасси тележки, полка для аппарата BM 780 II, корзина для аксессуаров

ширина	глубина	высота
560	650	970



### Набор дополнительных аксессуаров для различных применений в медицинской практике:

- Дополнительная корзина
- Дополнительная полка
- Ремни для фиксации оборудования
- Встроенные розетки
- Кронштейн для монитора
- Инфузионная стойка
- Держатель проводов
- Кронштейны для дополнительного оборудования



**NEW**

ТЕЛЕЖКА  
ДЛЯ ЭНДОСКОПА

артикул 103-004-1